



SCHEMA TECNICA

Codice articolo	7300	
Denominazione	MEBER-X – Barella multilivello	
Dimensioni [mm]	Lunghezza	1660 ÷ 1970
	Larghezza	600
	Altezza	405 · 555 · 670 · 775 · 870 · 965 · 1060 · 1145 · 1230
	Altezza di carico	0 · 170 · 290 · 385 · 480 · 580 · 670 · 760 · 840
Peso [kg]	45,9	
Portata max [kg]	320	
Materiali utilizzati	Leghe Al, poliammide	
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 ruote girevoli ▪ Ruote posteriori con freno ▪ Ruote di movimentazione: n°4 Ø200 mm ▪ Ruote di carico: n°2 Ø100 mm ▪ Schienale regolabile 0 ÷ 80° ▪ Trendelenburg: 15° ▪ Fowler: 35° 	
Destinazione d'uso	Trasporto di pazienti in posizione distesa e caricamento su mezzi di soccorso	
Conformità	MDR 2017/745 - DM di Classe I	
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici	RDM	1575353
	CND	V0899



2306

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it