



BULLETIN TECHNIQUE

Code article	7300	
Dénomination	MEBER-X - Brancard à plusieurs niveaux	
Dimensions [mm]	Longueur	1660 ÷ 1970
	Largeur	600
	Hauteur	405 · 555 · 670 · 775 · 870 · 965 · 1060 · 1145 · 1230
	Hauteur de chargement	0 · 170 · 290 · 385 · 480 · 580 · 670 · 760 · 840
Poids [kg]	45,9	
Portée max [kg]	320	
Matériaux utilisés	Aluminium, Polyamide	
Caractéristiques	▪ 4 roues pivotantes ▪ Roues arrière avec frein ▪ Roues de manutention : n°4 Ø200 mm ▪ Roues de chargement : n°2 Ø100 mm ▪ Dossier réglable de 0 à 80°. ▪ Trendelenburg : 15°. ▪ Fowler : 35°	
Destination d'utilisation	Transport de patients en position allongée et chargement dans des véhicules d'urgence	
Conformité	MDR 2017/745 – Dispositif médical de Classe I	



2306

Tous les droits sont réservés à Me.Ber. s.r.l. Membre unique. Des modifications aux images ou au contenu peuvent être apportées sans préavis. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale n'est pas responsable des dommages dérivant du manque ou de l'inexactitude des informations contenues dans ce document. Les images utilisées dans ce document sont à titre indicatif seulement

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it