



## SCHEMA TECNICA

<b>Codice articolo</b>	<b>910/GIN</b>	
<b>Denominazione</b>	<b>WINNER – Carrello autocaricante per incubatrici</b>	
<b>Dimensioni [mm]</b>	Lunghezza	1940
	Lunghezza con carrello abbassato	1620
	Larghezza	560
	Altezza max	800
	Altezza piegata	220
	Altezza di carico	450 ÷ 650
<b>Materiali utilizzati</b>	Leghe Al, S235JR, ABS, HDPE	
<b>Ruote</b>	n°4 Ø150 mm (2 fisse c/freno + 2 girevoli) n°2 Ø125 mm	
<b>Peso [kg]</b>	28	
<b>Portata max [kg]</b>	170	
<b>Destinazione d'uso</b>	Trasporto e caricamento di incubatrici su mezzi di soccorso	
<b>Conformità</b>	MDR 2017/745 – Dispositivo Medico di Classe I	
<b>Classificazione Nazionale Dispositivi Medici</b>	RDM	101524
	CND	V0899



2207

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

**Me.Ber. s.r.l. Unipersonale**

Strada Langhirano, 270  
43124 Fontanini (Parma) Italy  
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:  
[info@meber.it](mailto:info@meber.it)