



SCHEDA TECNICA

Codice articolo	910 PROOF	
Denominazione	WINNER – Barella autocaricante certificata	
Dimensioni [mm]	Lunghezza	1940
	Lunghezza con carrello abbassato	1550
	Larghezza	560
	Altezza max	875
	Altezza piegata	260
	Altezza di carico	620 ÷ 650
Materiali utilizzati	Leghe Al, S235JR, ABS, HDPE	
Ruote	n°4 Ø150 mm (2 fisse c/freno + 2 girevoli) n°2 Ø125 mm n°2 Ø100 mm	
Peso [kg]	37	
Portata max [kg]	170	
Destinazione d'uso	Trasporto in posizione distesa e caricamento su mezzi di soccorso di pazienti con patologie idonee, temporaneamente o permanentemente inabili	
Conformità	MDR 2017/745 – Dispositivo Medico di Classe I Certificato UNI EN 1865-1 – UNI EN 1789	
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici	RDM	101573
	CND	V0899



2207

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it