



SCHEDA TECNICA

Codice articolo	910
Denominazione	WINNER – Barella autocaricante
Dimensioni [mm]	Lunghezza 1940
	Lunghezza con carrello abbassato 1620
	Larghezza 560
	Altezza max 875
	Altezza piegata 260
	Altezza di carico 450 ÷ 650
Materiali utilizzati	Leghe Al, S235JR, ABS, HDPE
Ruote	n°4 Ø150 mm (2 fisse c/freno + 2 girevoli) n°2 Ø125 mm
Peso [kg]	34
Portata max [kg]	170
Destinazione d'uso	Trasporto in posizione distesa e caricamento su mezzi di soccorso di pazienti con patologie idonee, temporaneamente o permanentemente inabili
Conformità	MDR 2017/745 – Dispositivo Medico di Classe I
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici	RDM 101524
	CND V0899



2207

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it