



SCHEMA TECNICA

| | | |
|---|---|-----------|
| Codice articolo | 914 PROOF | |
| Denominazione | WINNER – Barella autocaricante certificata con trendelenburg e fowler | |
| Dimensioni [mm] | Lunghezza | 1940 |
| | Lunghezza con carrello abbassato | 1550 |
| | Larghezza | 560 |
| | Altezza max | 875 |
| | Altezza piegata | 260 |
| | Altezza di carico | 620 ÷ 650 |
| Materiali utilizzati | Leghe Al, S235JR, ABS, HDPE | |
| Ruote | n°4 Ø150 mm (2 fisse c/freno + 2 girevoli) n°2 Ø125 mm n°2 Ø100 mm | |
| Peso [kg] | 40 | |
| Portata max [kg] | 170 | |
| Destinazione d'uso | Trasporto in posizione distesa e caricamento su mezzi di soccorso di pazienti con patologie idonee, temporaneamente o permanentemente inabili | |
| Conformità | MDR 2017/745 – Dispositivo Medico di Classe I Certificato UNI EN 1865-1 – UNI EN 1789 | |
| Classificazione Nazionale Dispositivi Medici | RDM | 101964 |
| | CND | V0899 |



2207

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it