




BULLETIN TECHNIQUE

Code article	955 PROOF	
Dénomination	Système de Fixation EN 1789 pour brancards à chargement automatique Proof	
Dimensions [mm]	Longueur	1770
	Largeur	480
	Hauteur	130
Matériaux utilisés	AISI 304	
Poids [kg]	8,5	
Destination d'utilisation	Blocage de brancards à chargement automatique fabriqués par ME.BER.	
Conformité	MDR 2017/745 – Dispositif médical de Classe I Certifié UNI EN 1789	



2401

Tous les droits sont réservés à Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Des modifications aux images ou au contenu peuvent être apportées sans préavis. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale n'est pas responsable des dommages dérivant du manque ou de l'inexactitude des informations contenues dans ce document. Les images utilisées dans ce document sont à titre indicatif seulement.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it