

MEBERT

MERCURY EL



**L'ECCELLENZA PER TUTTI
EXCELLENCE FOR ALL**

Barella autocaricante
Ambulance Cot



www.merber.it

MERCURY EL

Schienale con pistone
pneumatico regolabile su
infinite posizioni

Backrest supported with
hydraulic ram, adjustable on
infinite positions



Mercury EL è l'ultima nata nella gamma di barelle autocaricanti Me.Ber. Come tutti i modelli Mercury è caratterizzata da un'elevatissima **affidabilità e versatilità**. **Mercury EL è pensata come modello di ingresso della gamma Mercury**. Rispetto alle altre versioni non è dotata di carrello anteriore abbattibile, non dispone di versioni a quattro ruote girevoli e non è ad altezza variabile. Mercury EL è tuttavia **una scelta eccellente** per chi vuole avere le stesse caratteristiche qualitative, ma in un prodotto più **semplice e accessibile**.

Mercury EL is the newest entry in Me.Ber's range of ambulance cots. Sharing many features from other Mercury models, the EL is a naturally highly **reliable and versatile** cot. This model **represents the entry level for the Mercury line**: unlike most Mercury models, the EL does not feature a foldable front trolley nor 4 swivel castors and it's not multilevel. However, this version serves as a **perfect solution** when a high standard of quality must be met while keeping things **easy and accessible**.



Bariatric



Pediatric



Trauma

MERCURYEL

QUALITÀ 100% MADE IN ITALY. PER TUTTI.
100% MADE IN ITALY QUALITY. FOR ALL.



TELAIO SAFE-FRAME

Un pezzo unico

Il telaio della barella sopporta sollecitazioni meccaniche di elevata portata, per questo Mercury adotta **la filosofia costruttiva Me.Ber. Safe Frame** che consiste in un telaio unico. Grazie a questo importante accorgimento **la struttura è estremamente rigida e sicura** e non è soggetta ad indebolimenti.

SAFE-FRAME TECHNOLOGY

A single piece

The frame of an ambulance cot must withstand intense mechanical stress: this is why Mercury features a single-piece frame, in line with **Me.Ber.'s Same Frame building philosophy**. Thanks to this expedient, **the structure of the cot is extremely safe and robust** through time.



Sistema di fissaggio 10g

10g Fastening system





Fornita di serie con | Supplied with



Article Code
7013/A - 7013/N

Materasso a tre pezzi in sky ignifugo elettrosaldato. Disponibile nei colori arancione e nero.

Mattress made with Sky and fireproof padding. Available in orange or black colour.



Article Code
612/N-2/MEB

Cintura toracica regolabile nera o arancio/nera

Adjustable thoracic abdominal belt black or orange/black.



Article Code
608-N/MEB

Cintura nera 2 pezzi con gancio in metallo (L. 155 cm).

Black 2 pieces belt with metallic buckle a (L. 155 cm).

MERCURY EL

Barella autocaricante certificata
Certified ambulance cot

Model	Colore Colour	Materiale Material	Trendelenburg	Altezza massima Max height	Altezza massima di carico Max loading height	Altezza minima di carico Min loading height	Altezza ripiegata Folded height	Larghezza Width	Lunghezza Length	Peso Weight	Portata Loading capacity
				cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	kg
7092 PROOF	■	Acciaio verniciato Painted Steel	✓	95	66	64	31	57	197	40	250
7094 PROOF	■	Acciaio verniciato Painted Steel	✓	99	71	69	31	57	197	41	250

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

All rights are reserved. Any variations on images and subjects can be done without notice. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale is not to be considered responsible for damages caused by lack or wrong information here mentioned. Product images are only for advertising purposes.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270

43124 Fontanini (Parma) Italy

Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 |

e-mail: info@meber.it