

**MEBERIT**

# MERCURYEL



**L'EXCELLENCE POUR TOUS  
EXCELENCIA PARA TODOS**

Brancard à chargement automatique  
Camilla autocargable



[www.meber.it](http://www.meber.it)

# MERCURY EL

Dossier avec piston  
pneumatique réglable sur  
des positions infinies

Respaldo con pistón  
neumático regulable en  
infinitas posiciones



Mercury EL est le dernier né dans la gamme de brancards à chargement automatique Me.Ber. Comme tous les modèles Mercury, il se caractérise par une **fiabilité** et une **polyvalence** très élevées. **Mercury EL est conçu comme un modèle d'entrée de gamme Mercury.** Mercury EL est **un excellent choix** pour qui veut avoir les mêmes caractéristiques qualitatives, mais dans un produit **plus simple et plus accessible.**

Mercury EL es la última incorporación a la gama de camillas autocargables Me.Ber. Como todos los modelos Mercury, se caracteriza por su alta **confiabilidad** y **versatilidad.** **Mercury EL ha sido diseñado como modelo básico de la gama Mercury.** Mercury EL es **una excelente opción** para aquellos que desean tener las mismas características de calidad, pero en un producto **más simple y accesible.**



Bariatric



Pediatric



Trauma

# MERCURYEL

**QUALITÉ 100 % MADE IN ITALY. POUR TOUS.**  
**CALIDAD 100% MADE IN ITALY PARA TODOS.**



## CHÂSSIS SAFE-FRAME

Une pièce unique

Le châssis du brancard supporte des contraintes mécaniques de grande portée; c'est pourquoi Mercury adopte **la philosophie constructive Me.Ber. Safe Frame** qui consiste en un châssis unique. Grâce à cette mesure importante, **la structure est extrêmement rigide et sûre** et ne subit aucun affaiblissement.

## BASTIDOR SAFE-FRAME

Una pieza única

El bastidor de la camilla soporta esfuerzos mecánicos de gran capacidad, por eso Mercury adopta **la filosofía constructiva Me.Ber. Safe Frame** que consiste en un solo bastidor. Gracias a esta importante adaptación, **la estructura es extremadamente rígida y segura** y no está sujeta a debilitamiento.



## Système de fixation 10g

Sistema de fijación 10g





**Caractéristiques techniques**  
Características técnicas

# MERCURY EL




Livré en standard avec  
Se suministra de serie con



Art.  
**7013/A - 7013/N**

Un matelas trois pièces en skay ignifuge électro-soudé. Disponible dans les couleurs orange ou noir.

Colchón de tres piezas en skay ignifugo electrosoldado. Disponible en colores naranja y negro.



Art.  
**612/N-2/MEB**

Ceinture thoracique réglable noire ou orange/noire.

Correa de pecho ajustable negra o naranja/negra



Art.  
**608-N/MEB**

Ceinture noire 2 pièces avec crochet en métal (L. 155 cm).

Cinturón negro de 2 piezas con gancho de metal (L. 155 cm).

## MERCURY EL

Brancard à chargement automatique certifié  
Camilla autocargable homologada

Modèle   Modelo	Couleur Color	Matériau Material	Trendelenburg	Hauteur maximale	Hauteur maximale de chargement	Hauteur minimale de chargement	Hauteur replié	Largeur Anchura	Longueur Longitud	Poids Peso	Portée Capacidad
				Altura máxima	Altura máxima de cargament	Altura mínima de carga	Altura plegada				
				cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	kg
7092 PROOF	■	Acier peint Acero pintado	✓	95	66	64	31	57	197	40	250
7094 PROOF	■	Acier peint Acero pintado	✓	99	71	69	31	57	197	41	250

Tous les droits sont réservés à Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Des modifications d'images ou de contenu peuvent être apportées sans préavis. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale n'est pas responsable des dommages résultant de l'absence ou de l'inexactitude des informations contenues dans ce document. Les images utilisées dans ce document sont à titre d'illustration seulement.

Todos los derechos reservados a Me.Ber. srl Unipersonale. Variaciones de imágenes o contenido se pueden llevar a cabo sin previo aviso. Me.Ber. srl Unipersonale no se hace responsable de los daños resultantes de la falta o inexactitud de la información contenida en este documento. Las imágenes utilizadas en este documento son solo para fines ilustrativos.

**Me.Ber. s.r.l. Unipersonale**

Strada Langhirano, 270

43124 Fontanini (Parma) Italy

Ph. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 |

e-mail: info@meber.it