

KUMA

SEDIA MOTORIZZATA SALI E SCENDI SCALE

Art. 668

Luce integrata per illuminare le scale in condizioni di scarsa visibilità



Consolle di comando



Art. 668

KUMA

Sedia motorizzata sali e scendi scale di colore nero

Kuma è il modello entry level delle sedie motorizzate MeBer. Caratterizzata da telaio in lega di alluminio, batteria alimentata agli ioni di litio, leve anteriori, pratici braccioli, pedana poggipiedi, pratico maniglione allungabile (con annessa una piccola consolle per il comando dei cingoli) e 4 ruote (2 fisse posteriori da Ø200 mm con freno e 2 anteriori girevoli da Ø125 mm). Il motore elettrico aziona la salita e la discesa delle scale senza sforzi per l'operatore. Kuma garantisce una portata di 181 kg e offre una comoda seduta grazie al cuscino e al poggiatesta di serie. Pratica e maneggevole, la sedia motorizzata Kuma è molto semplice da utilizzare. Colore: nero. **Dispositivo conforme a MDR 2017/745 - DM di Classe I.**

181 kg
PORTATA
MASSIMA

30+
AUTONOMIA
OLTRE 30
RAMPE

KUMA

SEDIA MOTORIZZATA SALI E SCENDI SCALE



Maniglie richiudibili

Maniglie frontali telescopiche

Poggiatesta

Consolle di comando

Maniglie richiudibili

Cingoli motorizzati



Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Accessori

Art. 12180

Batteria per sedia motorizzata KUMA



Art. 12182

Caricabatteria per sedia motorizzata KUMA.



Art. 977

Sistema di fissaggio sedia motorizzata KUMA.



Fornita di serie con

Batteria
Caricabatteria
Cuscino del sedile
Poggiatesta
Cintura toracica
Cintura ventrale

Art.	Materiale	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Altezza seduta	Peso	Portata	Batteria	Spessore chiusa	Autonomia
668	Leghe di alluminio	79 cm	52 cm	108 - 164 cm	50 cm	34 kg	181 kg	24 V	24 cm	oltre 30 rampe da 20 scalini con un carico di 130 kg

MEBER

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270 43124 Fontanini (Parma) Italia
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail: info@meber.it

www.meber.it