

Me.Ber. s.r.l.

Via Langhirano, 270 - 43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. 0521 648770 - Fax 0521 648780
e-mail: contact@meber.it - www.meber.it

Organo di informazione aziendale realizzato da Me.Ber. srl.
Per informazioni contattare contact@meber.it o accedere
al sito www.meber.it



MEBER.IT

www.meber.it

Medical Journal



Settembre 2009

15

I PRODOTTI ME.BER. PROTAGONISTI AL TORNEO SANITARIO DEI TRE CONFINI

INOLTRE SU QUESTO NUMERO:

Offerte in fiera

Ergonomia, comfort, sicurezza
e tanta tecnologia nella nuova
barella a cucchiaio Me.Ber.

4

Mercury

La nuova sedia portantina
scendisciale Me.Ber. Appena nata è
già un successo

6

Me.Ber. Services

Corsi di formazione per operatori
dell'emergenza, per le case di
riposo e per le aziende.

7

GRANDE SUCCESSO
DI PUBBLICO PER LA
MANIFESTAZIONE Articolo a pag. 2

Vi aspettiamo tutti a MONTICHIARI
padiglione 8 - Mantova

REAS 2009

9 - 11 ottobre
Centro Fiera del Garda
Montichiari (BS)

> Padiglione 8
Stand A8-B9



Per informazioni sui prodotti Me.Ber.
contattateci subito al numero

0521.648770

oppure visitate
il nostro sito internet

www.meber.it

TORNEO SANITARIO DEI TRE CONFINI

PRODOTTI ME.BER. IN PRIMO PIANO NELLA RIUSCITISSIMA MANIFESTAZIONE PARMENSE



Albareto e Borgotaro (Parma) A partire dal 10 luglio 2009 18 equipaggi di soccorritori provenienti da tre diverse regioni si sono dati appuntamento nell'appenino parmense per una tre-giorni di appassionanti prove sanitarie in scenari particolarmente realistici. I partecipanti si sono misurati su sei contesti che richiedevano diversi protocolli operativi. Tra questi si sono presentate diverse situazioni da un arresto cardiaco simulato, un incidente sul lavoro, una sparatoria, un recupero dopo annegamento, un recupero in zona impervia, fino alla maxi-emergenza

in cui è stato inscenato un incidente con 12 veicoli coinvolti con oltre 20 vittime. Quest'ultima situazione è stata ripresa da emittenti televisive locali e nazionali e ha suscitato la comprensibile curiosità della popolazione di Borgotaro. Il particolare realismo ottenuto anche grazie a truccatori esperti ha permesso ai sei equipaggi (i migliori classificati fino a quel punto) di eseguire le relative missioni con un grande effetto scenico. I responsabili dell'evento, nonché coordinatori della maxi-emergenza dott. Rami e dott. Botto hanno coinvolto soccorritori, vigili del fuoco e la stessa popolazione civile in un grande

A caccia di record con **Ergon**

A margine della manifestazione Me.Ber. ha testato uno dei primi esemplari della nuova barella a geometria variabile **Ergon**. Con la collaborazione della Croce Blu di Modena, sotto il coordinamento operativo del Dott. Rami (responsabile sanitario Pubblica Assistenza di Parma), è stata eseguita una simulazione di recupero con estricazione da un'auto riversa in un burrone.





Il palco delle premiazioni

Le associazioni di tre regioni a confronto in una bella gara di emergenza medica

110 partecipanti al via a Borgotaro nell'appennino parmense

spettacolo dell'emergenza che ha catalizzato l'attenzione di tutti. Me.Ber. ha fatto la sua parte come sponsor unico della giornata mettendo in premio alcuni tra i suoi migliori prodotti come premi agli equipaggi primi classificati. Oltre al ruolo di sponsor Me.Ber. ha sfruttato l'evento per analizzare dal vivo il comportamento dei propri prodotti in condizioni di elevato stress. In particolare (vedi sotto) è stata provata una barella a geometria variabile Ergon in una dimostrazione fuori concorso; il risultato ha sbalordito grazie a tempi di recupero ridotti della metà e in alcuni casi fino al 70% rispetto

all'utilizzo di altri dispositivi. La manifestazione ha chiuso i battenti tra il plauso dei 110 partecipanti e la ferma volontà di replicare in futuro un evento analogo per il grande successo di pubblico che ha avuto. **La classifica finale:**

- 1° A.P. Croce Blu Modena
- 2° A.P. Croce Bianca "G. Montesi" Alassio (SV)
- 3° A.P. Calestano (PR)
- 4° A.P. Parma
- 5° A.P. Croce Verde Busallese (GE)
- 6° A.P. Val di Sambro (BO)

La manifestazione, organizzata da Me.Ber. in collaborazione con Roberto Cardinali (responsabile generale della Pubblica Assistenza di Borgotaro), è stata intitolata alla memoria di Matteo Caporali, da sempre attivo nella formazione dei soccorritori e sostenitore di ogni attività mirata a migliorarne le mansioni.



Veicolo dimostrativo Me.Ber. a disposizione dei partecipanti

L'equipaggio di soccorso ha avuto ragguagli sull'utilizzo della nuova barella per pochi istanti, e non ha quindi avuto una preparazione specifica prima di utilizzarla. Il risultato impressionante è stato che il tempo di recupero con Ergon è risultato dimezzato rispetto al migliore dei dispositivi alternativi (KED e barelle a cucchiaino), movimentando il paziente molto meno. **Il tempo è quindi sceso dai 16 minuti del team migliore a meno di 8 minuti**, con evidenti vantaggi per la riuscita della missione di salvataggio. Le prime impressioni estremamente positive hanno spinto esperti utilizzatori a elogiare pubblicamente il nuovo prodotto e ad inserirlo come punta di diamante tra i loro dispositivi di recupero e immobilizzazione.

Tempo di recupero dimezzato

Utilizzatori e spettatori impressionati dai risultati di un'esibizione fuori concorso

RICHIEDETECI IL LIBRO
ERGON
Tecnologie e tecniche avanzate di recupero



Super sconti sugli ordini fatti in fiera

Tutte le ordinazioni che farete
al nostro stand, saranno
scontatissime!

SU TUTTO IL CATALOGO

Decine di prodotti Me.Ber. di alta qualità a condizioni mai viste! Per tutti gli ordinativi fatti durante il Salone dell'Emergenza (R.E.A.S.) di Montichiari i clienti Me.Ber. potranno beneficiare di sconti e offerte promozionali. Si tratta di un incentivo per rendere sempre più conveniente l'adozione di strumenti di lavoro aggiornati e certificati per superare le condizioni operative più difficili. Per Ergon ed Extra, i due innovativi dispositivi recentemente lanciati sul mercato, sono previste offerte fino alla fine di ottobre 2009.

Quindi non perdetevi l'occasione e contattateci subito per scoprire tutti i vantaggi di questa imperdibile iniziativa!



REAS2009

ed inoltre, da non perdere...

Offerte lancio su Ergon ed Extra

ma solo fino al 31 ottobre



**PER PRESENTARE,
PER CONOSCERE,
PER MIGLIORARE.
INSIEME.**

Sarà per noi una grande occasione per trasformare la vostra esperienza e le vostre esigenze in prodotti innovativi

Me.Ber., dopo il successo delle precedenti edizioni, conferma la propria presenza al salone dell'emergenza (R.E.A.S.) di Montichiari. Con una superficie espositiva di oltre 250mq verranno presentati oltre 20 tra sedie e barelle, a disposizione dei clienti per provare con mano la qualità dei dispositivi. Altre decine di prodotti saranno disponibili presso lo stand dove interessanti sessioni dimostrative permetteranno di vedere all'opera le nostre attrezzature.

Vi aspettiamo al nostro stand
➤ **Padiglione 8**
Stand A8-B9

Montichiari (BS)
9/10/11
ottobre09

ERGON

EXTRA

*Qualità certificata 10g***MERCURY***con 4 ruote girevoli***4RG**Article Code
7070/4RG PROOF**Barella autocaricante inox ad
altezza variabile certificata con
4 ruote girevoli****Disponibile anche
in versione con 2
ruote girevoli**

La barella autocaricante MERCURY è dotata di un sistema multilivello mediante 2 pistoni a scorrimento meccanico su ciascun asse. Questo sistema consente la regolazione dell'altezza del piano d'appoggio paziente, allo scopo di migliorare l'ergonomia degli operatori di soccorso durante lo svolgimento delle proprie attività (assistenza medica, movimentazione e trasporto di persone). La barella autocaricante MERCURY può assumere diverse configurazioni aventi lo scopo di assicurare

la massima comodità al paziente. Il fissaggio della barella, a bordo del mezzo di soccorso, si effettua mediante il dispositivo di bloccaggio certificato EN1789, Art. 955PROOF, che assicura il mantenimento, della barella stessa, in tutte le direzioni.

La certificazione rilasciata dall'ente certificatore notificato, assicura la conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalle vigenti norme europee (UNI EN 1789:2007 - UNI EN 1865:2001).



Leva di sblocco carrello anteriore



Posizione intermedia



Posizione caricata

Servizi Me.Ber.

Programma Manutenzione Me.Ber.: efficienza, sicurezza, responsabilità



Con la barella di cortesia
non perdi nemmeno
1 ora di lavoro

5 STEP PER L'ASSISTENZA PERFETTA

STEP 1 Richiesta manutenzione

Contatta Me.Ber. e comunica
modello, numero di serie

STEP 2 Barella di cortesia

Me.Ber. ti invia una barella di
cortesia in attesa che tu spedisca
la tua per il preventivo

STEP 3 Ispezione e preventivo

Me.Ber. stila un preventivo degli
interventi necessari

STEP 4 Accettazione e inizio lavori

Una volta accettato il preventivo
Me.Ber. esegue le lavorazioni e i
collaudi richiesti

STEP 5

Fatto! La tua barella è pronta per
un altro anno di duro lavoro prima del
prossimo check-up programmato.
Il tutto in 10 giorni lavorativi*

* Tempo medio di intervento dal ricevimento alla riconsegna

Assistenza

Supporto totale ai prodotti durante tutto il loro ciclo di vita

Avere prodotti efficienti serve prima di tutto ad allungare la loro vita operativa, ma è anche un'esigenza normativa che obbliga associazioni e strutture dell'emergenza (in qualità di datori di lavoro) di fornire dispositivi sempre al massimo delle condizioni.

Me.Ber. a questo proposito offre un importante servizio di post-vendita che ha lo scopo di mantenere le barelle, le sedie e tutti gli altri prodotti della gamma sempre in perfetto stato. Un collaudato iter operativo in cinque step ci permette di fornire al cliente un prodotto sostitutivo prima che questi effettui l'invio per la riparazione o la manutenzione; in questo modo il cliente non perde nemmeno un ora di lavoro!

Una volta eseguite le attività richieste il prodotto è sottoposto a collaudo e viene rilasciato un documento (il foglio di collaudo) che attesta la piena funzionalità del dispositivo.

Un foglio di collaudo viene rilasciato al termine dei lavori.



4 veicoli
attrezzati, sono a
vostra disposizione
per dimostrazioni
pratiche in tutt'Italia

La flotta Me.Ber. è arrivata a quattro
mezzi completamente attrezzati per le
dimostrazioni di numerosi prodotti.

Grazie a questo supporto i nostri promoter
possono arrivare in qualsiasi punto della
penisola con un ricco corredo di prodotti
allo scopo di informare e proporre
nuove soluzioni a tutti i professionisti
dell'emergenza medica.

Se desiderate provare con mano alcune
delle grandi novità come ad esempio la
barella a geometria variabile Ergon o la
nuova sedia scendiscale Extra, non esitate a
contattarci.



MEBER[®]

emergency
emergenza



GraphoService/Puma

Maya

Sedia portantina




Article Code
650

Article Code
653

Article Code
655

Quick

Sedia portantina
pieghevole



Article Code
654/Y

Article Code
654/B

Article Code
658/Y

Article Code
658/B



Article Code
659/Y

Article Code
659/B

Proxima

Sedia portantina
fissa imbottita



Article Code
680

Article Code
682

Qualità dei materiali
e **precisione** dei movimenti