



## SCHEDA TECNICA

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <b>Codice articolo</b>                              | <b>679</b>  |                         |
| <b>Denominazione</b>                                | <b>EXTRA LITE ZENA - Sedia portantina stretta, 4 ruote, pieghevole, pedana, braccioli e pianali in alluminio</b>  |                         |
| <b>Dimensioni [mm]</b>                              | Lunghezza min   | 650 ÷ 1220              |
|   | Larghezza   | 470 (leve post. chiuse) |
|   |   | 500 (leve post. aperte) |
|   | Altezza   | 1020                    |
|   | Spessore ripiegata  | 290                     |
| Altezza seduta                                      | 560   |                         |
| <b>Peso [kg]</b>                                    | 14,2  |                         |
| <b>Portata max [kg]</b>                             | 230   |                         |
| <b>Materiali utilizzati</b>                         | Leghe Al  |                         |
| <b>Ruote</b>  | n°2 Ø200 mm ( fisse)<br>n°2 Ø125 mm (girevoli c/freno)  |                         |
| <b>Destinazione d'uso</b>                           | Trasporto manuale, in posizione seduta, di pazienti con patologie compatibili, temporaneamente o permanentemente inabili. Il prodotto NON è idoneo a essere utilizzato all'interno di mezzi di soccorso con il paziente sopra |                         |
| <b>Conformità</b>                                   | MDR 2017/745 - DM di Classe I<br>Certificato UNI EN 1789  |                         |
| <b>Classificazione Nazionale Dispositivi Medici</b> | RDM   | 1971632                 |
|   | CND   | V0802                   |



2605

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

**Me.Ber. s.r.l. Unipersonale**

Strada Langhirano, 270  
43124 Fontanini (Parma) Italy  
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:  
[info@meber.it](mailto:info@meber.it)