



SCHEMA TECNICA

Codice articolo	7075/4RG PROOF	
Denominazione	MERCURY 5 - Barella autocaricante inox a 5 posizioni certificata EN1865 con 4 ruote girevoli	
Dimensioni [mm]	Lunghezza	1970
	Lunghezza con carrello abbassato	1650
	Larghezza	570
	Altezza	950 – 870 – 790 – 680 – 370
	Altezza ripiegata	310
	Altezza di carico	640 ÷ 660
Materiali utilizzati	AISI 304, Alluminio, HDPE	
Ruote	n°4 Ø200 mm n°2 Ø150 mm n°2 Ø60 mm	
Peso [kg]	48	
Portata max [kg]	250	
Destinazione d'uso	Trasporto, in posizione distesa, di pazienti con patologie idonee, temporaneamente o permanentemente inabili. La barella è idonea al trasporto dei pazienti su veicoli opportunamente predisposti con i relativi sistemi di fissaggio	
Conformità	MDR 2017/745 – Dispositivo Medico di Classe I Certificato UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789	
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici	RDM	2062064
	CND	V0899



2510

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it