



## SCHEMA TECNICA

<b>Codice articolo</b>	<b>7092 PROOF</b>	
<b>Denominazione</b>	<b>MERCURY EL - Barella autocaricante nera in acciaio verniciato vers. Bassa certificata EN 1865</b>	
<b>Dimensioni [mm]</b>		
	A 1970	A1 -
	B 570	
	C 950 - 310 (ripiegata)	
	D 640 ÷ 660	
<b>Peso [kg]</b>	46,5	
<b>Portata max [kg]</b>	250	
<b>Materiali utilizzati</b>	S235JR, ABS, HDPE	
<b>Ruote</b>	n°4 Ø200 (2 fisse+2 girevoli) n°2 Ø150 n°2 Ø60	
<b>Caratteristiche</b>	Trendelenburg: inclinazione di 15°	
<b>Destinazione d'uso</b>	Trasporto in posizione distesa, di pazienti con patologie idonee, temporaneamente o permanentemente inabili	
<b>Conformità</b>	MDR 2017/745 - DM di Classe I Certificato UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789	
<b>Classificazione Nazionale Dispositivi Medici</b>	RDM 2484994	CND V0899



2510

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

**Me.Ber. s.r.l. Unipersonale**

Strada Langhirano, 270  
43124 Fontanini (Parma) Italy  
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:  
[info@meber.it](mailto:info@meber.it)