



SCHEMA TECNICA

Codice articolo	7094 PROOF	
Denominazione	MERCURY EL - Barella autocaricante nera in acciaio verniciato vers. Alta certificata EN 1865	
Dimensioni [mm]		
	A 1970	A1 -
	B 570	
	C 990 - 310 (ripiegata)	
	D 690 ÷ 710	
Peso [kg]	46,6	
Portata max [kg]	250	
Materiali utilizzati	S235JR, ABS, HDPE	
Ruote	n°4 Ø200 (2 fisse+2 girevoli) n°2 Ø150 n°2 Ø60	
Caratteristiche	Trendelenburg: inclinazione di 15°	
Destinazione d'uso	Trasporto in posizione distesa, di pazienti con patologie idonee, temporaneamente o permanentemente inabili	
Conformità	MDR 2017/745 - DM di Classe I Certificato UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789	
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici	RDM 2485004	CND V0899



2510

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it