



BULLETIN TECHNIQUE

Code article	7094 PROOF																
Dénomination	MERCURY EL - Brancard à chargement automatique certifié - version haute																
Dimensions [mm]	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>1970</td> <td>A1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>570</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>990 · 310 (plié)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>690 ÷ 710</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	A	1970	A1	-	B	570			C	990 · 310 (plié)			D	690 ÷ 710		
A	1970	A1	-														
B	570																
C	990 · 310 (plié)																
D	690 ÷ 710																
Poids [kg]	46,6																
Portée max [kg]	250																
Matériaux utilisés	S235JR, ABS, HDPE																
Roues	N°4 Ø200 (2 fixés + 2 pivotant) N°2 Ø150 N°2 Ø60																
Caractéristiques	Trendelenburg: inclinaison de 15°																
Destination d'utilisation	Le transport de patients en position allongée et chargement on véhicule de secours																
Conformité	MDR 2017-745 – Dispositif médical de Classe I Certifié UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789																



2510

Tous les droits sont réservés à Me.Ber. s.r.l. Membre unique. Des modifications aux images ou au contenu peuvent être apportées sans préavis. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale n'est pas responsable des dommages dérivant du manque ou de l'inexactitude des informations contenues dans ce document. Les images utilisées dans ce document sont à titre indicatif seulement.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it