

Me.Ber. s.r.l.

Via Langhirano, 270 - 43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. 0521 648770 - Fax 0521 648780
e-mail: contact@meber.it - www.merber.it

Organo di informazione aziendale realizzato da Me.Ber. srl.
Per informazioni contattare contact@meber.it o accedere
al sito www.merber.it



MEBER+®

www.merber.it Medical Journal



Novembre 2010

Numero

19

PRESENTATA LA NUOVA GAMMA DI SEDIE PORTANTINE AD ALTA TECNOLOGIA

EXTRALITE ECCO LE NUOVE SUPER-SEDIE PORTANTINE



Articolo a pagina **2**

**Solo
9,9Kg**

Successo incredibile alla presentazione
delle nuove sedie portantine Me.Ber. ExtraLite in occasione del salone dell'emergenza di Montichiari (R.E.A.S.)! Realizzate in leghe leggere sono quanto di più evoluto e performante attualmente disponibile sul mercato. La gamma si arricchisce anche di ExtraStart, una versione compatta della sorella maggiore che consente l'installazione del sistema scendiscale in un secondo momento dopo l'acquisto.

Articoli a pagina

8

A SPASSO PER LA RETE!

Incontriamo Me.Ber. su internet

Dove trovare Me.Ber., come accedere e come rimanere in contatto per avere informazioni sempre aggiornate.



oppure visitate
il nostro sito internet



www.merber.it

INOLTRE SU QUESTO NUMERO:

Incontri con Me.Ber. R.E.A.S. e Medica

Tecniche e riferimenti per
intervenire con tempestività ed
efficacia

4

Idee regalo per il Natale

Mettiamoci avanti coi lavori!
Ecco due utili idee dal catalogo
Me.Ber. per i volontari della vostra
associazione

5

E-Ligh Kit, facciamoci vedere!

Set di luci ricaricabili ideali per il
soccorso stradale anche in caso di
nebbia o brutto tempo.

6

Offerta Ergon Rottama la tua vecchia cucchiaino

Passare alla tecnologia
esclusiva Me.Ber. conviene con
questa strepitosa promozione!

7



Per informazioni sui prodotti Me.Ber.
contattateci subito al numero

0521.648770



► **NOVITÀ ASSOLUTA**

EXTRA&EXTRALITE

LA NUOVA GAMMA DI SEDIE PORTANTINE AD ALTA TECNOLOGIA

**ExtraLite
Novità
2010**

EXTRALITE

**Solo
9,9 Kg**

**Solo
10,5 Kg**

**Solo
11,5 Kg**

MODELLO
BASIC
Article Code
678

MODELLO
STANDARD
Article Code
676

MODELLO
ADVANCE
Article Code
674

CONFORME ALLA
NORMATIVA
CONFORM TO
EN1865



Ormai l'innovazione è di casa in Me.Ber.! Un'intera nuova gamma di sedie portantine ad alta tecnologia è stata presentata al salone dell'emergenza di Montichiari.

Si tratta della serie **ExtraLite** e del completamento della gamma scendiscala Extra con il modello **ExtraStart** che nasce con la predisposizione per il meccanismo scendiscala da installare a discrezione dopo l'acquisto.

Perchè sedie ad alta tecnologia? Per diversi motivi, anzitutto per il materiale con le quali sono costruite, l'Ergal, una speciale lega di

alluminio spesso utilizzata su auto e moto da competizione per il peso molto contenuto e le eccellenti doti meccaniche. Infatti, grazie al telaio in Ergal il modello **ExtraLite Basic** pesa solamente 9,9 kg, considerando anche il kit di cinghie fornite di serie.

Alta tecnologia anche per lo speciale design dei leveraggi e delle superfici di controllo (leve, maniglie, impugnature, ecc.) che sono in larga misura derivate dalla famosa sedia scendiscala **Extra** che proprio grazie a queste caratteristiche ha riscosso e continua a riscuotere un grande successo. In particolare la geometria delle leve anteriori rispetto alla maniglia e alle prese posteriori è studiata per garantire una perfetta impugnatura da parte dei soccorritori evitando il sovraccarico della

Solo
14,9Kg

EXTRA
STAIR CHAIR

CONFORME ALLA
NORMATIVA
CONFORM TO
PR EN1865-4

EXTRA

Sedia portantina scendiscale assistita

Article Code
670



Solo
10,5Kg

**ExtraStart
Novità
2010**

EXTRASTART

Article Code
672

**Sedia portantina configurabile
scendiscale assistita**

CONFORME ALLA
NORMATIVA
CONFORM TO
EN1865

schiena. La gamma **ExtraLite** si compone di tre modelli pensati per le varie esigenze delle associazioni e differiscono per la quantità di accessori installati, mentre la parte strutturale è la stessa. Il modello **ExtraLite Basic** è una classica sedia portantina, semplice e robusta, il modello **ExtraLite Standard** aggiunge a questa configurazione un poggiatesta a sblocco magnetico e i braccioli. Il modello top di gamma è **ExtraLite Advance** completo anche di poggiatesta regolabile. Un'alternativa ancora più performante è costituita dai due modelli **Extra** scendiscale. In particolare la neonata **ExtraStart** rappresenta una interessante soluzione che permette di decidere in futuro se adottare il sistema cingolato scendiscale **Extra**, rivelatosi tra i migliori, per non dire "il migliore", sul mercato grazie alla lunghezza e al materiale dei cingoli. **ExtraStart** è quindi un'ottima sedia che in soli 10,5 kg offre comfort e sicurezza per i pazienti e per i soccorritori, materiali e forme ad alta tecnologia e permette l'up-grade al modello successivo in caso di necessità.

MEGER-IT

GAMMA
ACCESSORI
PER SEDIA

di serie
in ogni
modello

Article Code
582



**Borsa con 3 cinture a 2 pz.
per sedia scendiscale e sedie
portantine ExtraLite**
Borsa nera in nylon con 3 cinture arancio a 2
pz. con gancio in plastica.

Article Code
612/AN



**Cintura toracica nera (art. 612/N) o arancio/nera
(art. 612/AN) con aggancio a 4 punti per barelle
autocaricanti e sedie**

Article Code
960

**"Extra fixing system"
sistema di fissaggio per
gamma sedia EXTRA
CONFORME NORMA
EN1789**



Article Code
670-001

**Fermacapo per sedia
scendiscale Extra**



Article Code
12014

**Asta portaflebo "nimble"
idoneo su tutti i prodotti
ad esclusione di EXTRA
LITE Basic**



INCONTRI CON ME.BER.

GRANDE SUCCESSO AL R.E.A.S. 2010



Come ogni anno Me.Ber. Ha partecipato al Salone dell'emergenza R.E.A.S. A Montichiari.

Tanto impegno ma anche tanta soddisfazione per il lavoro svolto in fiera, una tre giorni intensissima e professionale. La manifestazione si riconferma come momento di approfondimento tecnico e occasione di scambio di know-how per tutti gli specialisti del settore e occasione di crescita professionale per i volontari del comparto emergenza. Nei 250 mq di stand abbiamo esposto i prodotti principali della nostra gamma, dando la possibilità di toccare con mano la qualità dei dispositivi. Lo stand, sempre più curato e accattivante è frutto della vitalità e della creatività che si respira in Me.Ber.

Siamo tornati a casa molto motivati e pieni di nuove idee grazie ai graditi visitatori, con i quali da anni si è instaurato un rapporto di scambio di competenze, le quali vengono tutte riversate nei nuovi progetti.

Centinaia di contatti presi sono il frutto di un costante impegno nella ricerca e nello sviluppo e la riconferma che la determinazione nell'insistere a porsi con serietà e professionalità nei confronti degli utilizzatori finali, è e sarà la strada che continueremo a percorrere.

Vi aspettiamo dunque l'anno prossimo sempre più numerosi!

MEDICA 2010 Düsseldorf

CI VEDIAMO A MEDICA 2010



17-18-19-20 Novembre 2010
Dusseldorf, Germania
Pad. 11 Stand G60



E anche quest'anno saremo presenti a MEDICA 2010, il forum mondiale di medicina e fiera internazionale (in calendario dal 17 al 20 novembre a Düsseldorf) con oltre 4.000 espositori e con circa 115.000 metri quadrati di superficie espositiva

L'anno scorso entrambe le manifestazioni hanno registrato un'affluenza di 138.000 operatori del settore segnando un afflusso di visitatori provenienti dall'estero pari al 45%. Dopo la Germania, i paesi che registrano una superficie espositiva più elevata a MEDICA sono l'Italia, la Cina, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e la Francia.

Me.Ber. possiede una rete capillare di distributori e rivenditori che copre più di 60 paesi nel mondo. Investire nella ricerca, nello sviluppo di materiali e nel costante innalzamento degli standard qualitativi, ha portato l'azienda ad essere un punto di riferimento anche a migliaia di chilometri da noi. Uno sforzo necessario che contribuisce alla diffusione del Made in Italy. I costanti riconoscimenti in termini di presenza presso i cinque continenti, sono motivo di orgoglio e responsabilità, che ci portano a perseverare nella direzione presa finora.

Vi aspettiamo quindi anche a Dusseldorf il 17-18-19-20 Novembre 2010 presso il nostro stand (HALL11 STAND 11G60).

ed inoltre.... **24-25-26-27 Gennaio 2011**
Arab Health 2011 - Dubai
Italian Pavillion - Zabeel Hall
Stand ZZB50

Iniziando a pensare al Natale...

VOLETE UN'IDEA PER UN REGALO UTILE? ANZI, UTILISSIMO!

Article Code

1356/B

Portastrumenti da cintura con nastro rifrangente

Pratico portastrumenti da attaccare alla cintura per avere sempre a portata di mano gli strumenti essenziali per il primo soccorso, dotato di 3 tasche e banda rifrangente. cm 18 x 13,5 x 2,5



Article Code

8336

SatFinger II

Un solo pulsante per tutte le operazioni

Pulsiossimetro a dito

- Facile e comodo nell'uso
- Pratico nel trasporto
- Certificato CE
- Ad uso professionale e domiciliare



- • Accensione
- • Tono
- • Modo display
- • Regolazione luminosità



Il Natale si avvicina ed è il momento di pensare a come dire "grazie!" ai tanti volontari che operano nelle nostre associazioni. Quest'anno vogliamo darvi un paio di idee per un regalo davvero utile che può essere utilizzato sia durante il servizio che nella vita privata in mille occasioni. Il pratico portastrumenti (art. 1356/B) per il primo soccorso con nastro rifrangente e un pulsiossimetro da dito SatFinger II (art. 8336), un dispositivo diagnostico indispensabile e di facilissimo impiego, grazie ad un solo tasto multifunzione..

Contattateci subito

Per ordini in quantità e per personalizzazioni contattateci ai recapiti che trovate qui sotto.

Facciamoci vedere!

L'autunno è alle porte e la nebbia arriverà presto. **Non aspettiamo che faccia vittime anche tra i soccorritori!**

Article Code
11352

Gli E-Light Kit sono un dispositivo indispensabile per la sicurezza della squadra di soccorso e per tutti gli astanti. Si tratta di valigette dotate di un apposito impianto di alimentazione che ricarica 6 indicatori luminosi. Sempre disponibili sono l'ideale nel soccorso stradale e in tutti i casi in cui la visibilità è richiesta come prerequisito per la sicurezza. Quindi non fate mancare questo dispositivo fondamentale ai vostri operatori che si trovano a lavorare di notte, nella nebbia o in condizioni meteo avverse.



Article Code
11350

Art. 11350 - E-light kit indicatori luminosi a led blu ricaricabili con valigetta
Art. 11352 - E-light kit indicatori luminosi a led gialli ricaricabili con valigetta

Kit composto da 6 indicatori luminosi a led da utilizzare in caso di incidente stradale.

- Più sicuro ed ecologico delle normali luci. Nessuna fiamma o scintilla durante l'utilizzo
- Struttura resistente e adatta alle situazioni trafficate, infatti può sopportare il peso di un'automobile e continuare a funzionare
- Prodotto impermeabile, galleggiante e resistente fino a 10 mt di profondità
- Dotato di magnete posteriore che permette di posizionare il prodotto su qualsiasi superficie metallica: automobili, guardrail, recinzioni...
- Ricaricabile a 12V e 220V grazie alla pratica valigetta di trasporto
- 9 differenti moduli luminosi




Spazio Associazioni

CROCE VERDE APM MILANO

La nascita della Croce Verde APM risale al 1899 e un curioso avvenimento ne è all'origine: in via Canonica a Milano scoppiò, nell'inverno del '99, una rissa in seguito alla quale due persone rimasero gravemente ferite a terra.

La gente del posto s'ingegnò per soccorrerle e improvvisò una lettiga con un carretto e un materasso per poter trasportare i feriti all'ospedale. Purtroppo tali sforzi non valsero a nulla, ma questo episodio spinse alcuni amici, tra i soccorritori più intraprendenti quella notte, a porsi il problema di costituire un gruppo di volontari che fosse sempre pronto a far fronte alle esigenze di trasporto all'ospedale per persone bisognose o in caso di incidenti improvvisi. Nel 1900 questa piccola organizzazione locale si dà un nome: Assistenza Pubblica Milanese. Si costituisce in questo modo la prima associazione volontaria di soccorso su strada a Milano, nata quindi su iniziativa di alcuni amici, abitanti nella zona di via P. Sarpi-Canonica. Sui primi cinque anni di vita dell'Associazione si hanno scarse documentazioni. Si sa solamente che erano 19 giovani volenterosi, e che la prima sede fu un locale di una bottega di riso di via Rosmini 5, messo a disposizione dal negoziante stesso, il primo benefattore. Oggi la Croce Verde Apm conta su oltre 200 volontari che mettono a disposizione il loro tempo e la loro professionalità con lo stesso spirito dei fondatori di questa storica associazione.





È IL MOMENTO
DI PASSARE ALLA
TECNOLOGIA
ERGON!

PASSA A ERGON

ROTTAMA LA TUA VECCHIA CUCCHIAIO

Ora è il momento di mandare in pensione le tecnologie anticate e passare al top dell'evoluzione nel campo del soccorso. Comunque la vostra vecchia barella a cucchiaio avrà ancora un po' di utilità. Sì, rottamandola per passare all'innovativa barella comfort a geometria variabile Ergon otterrete uno sconto. **Non esitate a contattarci per maggiori informazioni!**

► www.meber.it/ergon

flexilock

HC³
High Comfort Composite Cell

Per informazioni sui prodotti Me.Ber.
contattateci subito al numero

0521.648770

oppure visitate
il nostro sito internet

www.meber.it



SITI INTERNET SOTTO CHIAVE CON LA NUOVA CIRCOLARE MINISTERIALE

Buone le intenzioni, ma disagi per chi naviga

Se avete visitato recentemente il sito internet Me.Ber. (www.merber.it) avrete notato che praticamente tutte le pagine relative i prodotti sono protette e richiedono l'utilizzo di una password. No, non siamo impazziti! Si tratta solamente di una imposizione derivata da una circolare del Ministero della Salute volta a limitare l'accesso dei siti delle aziende del settore medicale ai soli operatori professionali.

Le intenzioni sono buone, anche se è innegabile che ciò crea non pochi disagi a chi vuole navigare liberamente tra i prodotti. Se volete dunque continuare a visitare il nostro sito dovete, come operatori professionali, registrarvi ed utilizzare il nome utente e la password che sceglierete. Per facilitarvi nella fruizione dei contenuti abbiamo predisposto un tipo di accesso semplificato che vi fornisce automaticamente i parametri di accesso, ovviamente previa auto-certificazione del vostro ruolo di professionisti del settore medicale.



Non tutti i mali vengono per nuocere, comunque!

Se da una parte dovremo rinunciare a parecchie visite occasionali, con le imposizioni della circolare potremo contare su un contatto più qualificato con i nostri utenti e potremo quindi dialogare con loro in modo più efficace.

Cosa dice la circolare?

Tutti i nuovi mezzi di comunicazione (e quindi anche internet) che vengano utilizzati per diffondere informazioni relative al mondo medicale o farmaceutico dovranno essere limitati nell'uso ai soli professionisti del settore

Quali sono gli effetti della circolare?

I contenuti dei siti delle aziende del settore devono essere protetti con password per fare accedere solo gli operatori abilitati.

Come ovviare al disagio?

Registratevi gratuitamente in pochi secondi sul sito www.merber.it



I video didattici Me.Ber. ora disponibili su YouTube



Vai su www.youtube.com o collegati con la relativa App dal tuo iPhone o iPad e digita la parola "scendiscale merber" nella casella di ricerca. Troverai una lista di filmati in continuo aggiornamento sui prodotti Me.Ber. e le tecniche di utilizzo.



Me.Ber. su FaceBook Diventa nostro amico!



SONO GIÀ CENTINAIA GLI AMICI DI ME.BER. IN RETE. TI ASPETTIAMO!

Incontriamoci nel grande social network su www.facebook.com. Nel nostro spazio troverete tutte le ultime notizie su fiere, eventi e prodotti. Allora non aspettate neanche un secondo, diventiamo subito amici!



INQUADRATE E SCATTATE CON IL VOSTRO TELEFONINO DI ULTIMA GENERAZIONE. VERRETE LINKATI ALLA PAGINA WEB RELATIVA ALL'ARGOMENTO.