

Me.Ber. S.r.l.

Via Langhirano, 270 - 43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 - Fax +39 0521 648780
e-mail: contact@meber.it - www.meber.it

APRILE 2018

Numero

45

MEBER⁺

Medical Journal

IN CASE OF EMERGENCY

www.meber.it

Organo di informazione aziendale realizzato
da Me.Ber. srl. Per informazioni contattare
contact@meber.it o accedere al sito www.meber.it

**UNA LINEA DI PRODOTTI
SPECIFICI PER GESTIRE
AL MEGLIO LE EMERGENZE
PEDIATRICHE**

Per informazioni sui prodotti Me.Ber.
contattateci subito al numero

+39 0521.648770

oppure visitate
il nostro sito web

www.meber.it

TRASPORTO PEDIATRICO



Il bambino non è un piccolo adulto: traumi simili ma con approcci e metodi differenti.

Il **bambino** non è un piccolo adulto. Soccorrere un bambino significa dover gestire traumi simili ma con approcci e metodi differenti. Ad oggi, molti dispositivi concepiti per pazienti adulti vengono utilizzati anche per i bambini.

Per questo motivo **MeBer** è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per la produzione di strumenti idonei da fornire al soccorritore, al fine di gestire al meglio il **paziente**

pediatrico.

In questo numero del Medical Journal offriamo una panoramica sui principali dispositivi MeBer per il trasporto pediatrico, frutto del costante lavoro di aggiornamento e ricerca.

Tutti gli articoli di questa linea sono facilmente identificabili sul nostro catalogo prodotti o sul nostro sito web, tramite un'**icona dedicata**.



Non si gioca con la sicurezza dei più piccoli ...

MEBER+
IN CASE OF EMERGENCY

Le due foto mostrano una barella autocaricante MeBer su cui è stato installato il sistema di fissaggio pediatrico Baby Fix.

Per informazioni sui prodotti
MeBer, contattateci al numero:

+39 0521 648770

oppure visitate
il nostro sito web

www.meber.it

ART. 9130

ART. 9128

ART. 12034

MEBER BABY FIX

Sistema di fissaggio con cinture per trasporto bambini in ambulanza.

MeBer Baby Fix è un dispositivo di trasporto pediatrico universale, adattabile a qualsiasi modello di barella, tramite 6 cinghie di ancoraggio.

Idoneo per neonati e bambini fino a 130 cm e 35 kg.

Certificato UNI EN 1789.



Lungh. 74 cm - Largh. testa 39 cm - Largh. piedi 20 cm

MEBER VACUUM BABY FIX

Materassino a depressione per sistema di fissaggio con cinture per trasporto bambini in ambulanza.

MeBer Vacuum Baby Fix è utilizzabile abbinato all'art. 9130. Estrema leggerezza e robustezza, cinture di sicu-



rezza ed una perfetta avvolgibilità del paziente, conferiscono al materasso 9128 dotazioni uniche. **Certificato UNI EN 1789**, radiotrasparente, amagnetico.



Dimensioni: 79 x 45 cm



CUSTODIA ROSSA PER BABY FIX E VACUUM BABY FIX

ACCESSORI

GRANDI PRODOTTI PER I PAZIENTI PIÙ PICCOLI

PRODOTTI DI QUALITÀ PER L'EMERGENZA PEDIATRICA

Quando i pazienti sono i bambini la massima qualità è un obbligo etico! Per questo Me.Ber. propone una linea specifica di prodotti dedicati ai pazienti più piccoli. Materassi a depressione, tavole spinali, immobilizzatori, collari e tutti gli accessori derivano dalla grande esperienza Me.Ber. nel settore dell'emergenza e trasferiscono al settore pediatrico tutta la sicurezza, l'efficacia e l'esperienza maturata sul campo in oltre 22 anni di attività.



Articolo
9024



Articolo
9102



Articolo
9100

DUCK

Tavola spinale pediatrica

Progettata per l'immobilizzazione ed il trasporto di bambini con altezza sino a 120 cm, è stata realizzata con materiale plastico ad alta resistenza e studiata prestando attenzione alle problematiche che si incontrano durante gli interventi quotidiani. 3 diverse colorazioni: gialla, arancio e blu.

BUNNY PLUS

Materasso pediatrico a depressione a camere indipendenti con fermacapo integrato per una veloce immobilizzazione del capo. Conforme alla normativa europea UNI EN 1865, con 14 camere indipendenti per una perfetta e sicura immobilizzazione. Estrema leggerezza e robustezza, 4 maniglie ergonomiche, rinforzate ed imbottite, cinture di sicurezza e una perfetta avvolgibilità del paziente conferiscono a Bunny Plus prestazioni uniche.

BUNNY

Materasso pediatrico a depressione a camere indipendenti

Materasso conforme alla normativa europea UNI EN 1865, con 14 camere indipendenti per una perfetta e sicura immobilizzazione. Estrema leggerezza e robustezza, 4 maniglie ergonomiche, rinforzate ed imbottite, cinture di sicurezza e una perfetta avvolgibilità del paziente conferiscono a Bunny prestazioni uniche.



APPROFONDIMENTO

Supporto Pediatrico di Base secondo le linee Guida ERC 2015 - IRC - Italian Resuscitation Council : IRC

Incosciente?



Chiamare aiuto



Aprire le vie aeree



Non respira normalmente?



5 ventilazioni di soccorso



Segnali vitali assenti



15 compressioni toraciche



**2 ventilazioni di soccorso
15 compressioni**



**Chiamare il team
di emergenza o il
Soccorso Avanza-
to Pediatrico dopo
un minuto di RCP**

Lo schema riassuntivo qui a fianco rappresenta l'algoritmo di supporto di base delle funzioni vitali in età pediatrica.

Questa sezione delle LG ERC 2015 sul supporto delle funzioni vitali in età pediatrica include:

- Supporto di base delle funzioni vitali
- Gestione dell'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo
- Prevenzione dell'arresto cardiaco
- Supporto avanzato delle funzioni vitali durante l'arresto cardiaco
- Trattamento post-rianimatorio


La sequenza deve essere applicata da operatori dedicati all'emergenza pediatrica (generalmente team di professionisti sanitari). Sebbene la sequenza descriva la ventilazione mediante l'insufflazione d'aria espirata, gli operatori sanitari con responsabilità nelle cure pediatriche avranno di solito accesso e saranno formati all'utilizzo della ventilazione con pallone e maschera e, quest'ultima, dovrebbe essere utilizzata per fornire le ventilazioni di soccorso.



EMERGENZA PEDIATRICA DISOSTRUZIONE

PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE NEL TR

Ostruzione parziale delle vie aeree



Il bambino riesce a piangere...

...tossire e parla

Ostruzione completa delle vie aeree **Bambino cosciente**



Si deve porre in bambino in una posizione tale che la gravità favorisca l'espulsione del corpo estraneo

Mettere il bambino in posizione devlie partendo dalla presa della mandibola e alternare 5 pacche interscapolari energiche con via di fuga laterale...



... a 5 compressioni subdiaframmatiche, alternando fino a disostruzione

Riass

int

5 co
subdia


Ostruzione completa delle vie aeree **Bambino incosciente**



Posiziona il bambino su un piano rigido ed estendi il capo (modica estensione)



Controlla la bocca e solo se vedi il corpo estraneo affiorare rimuovilo con le dita



Esegui 5 tentativi di ventilazione bocca riposizionando il capo insufflazione se inefficace

DELLE VIE AEREE

PEDIATRICO EXTRAOSPEDALIERO LAICO



Chiama o fai chiamare aiuto

Attenzione ad eventuali pericoli



per lo stesso soccorritore

Non tentare nessuna manovra di disostruzione!



ma incoraggia il bambino a tossire e mantiene la posizione che preferisce

umendo si alternano



8

5 pacche
erscapolari



9

mpressioni
aframmatiche

Continua ad alternare queste manovre rivalutando lo stato del bambino dopo ogni ciclo fino a che...

le manovre non hanno successo e il bambino diventa incosciente



il bambino viene disostruito



sostieni il bambino e chiama o fai chiamare aiuto



ne bocca a
dopo ogni
cace



13

Alterna 30 compressioni toraciche a 2 ventilazioni bocca-bocca (rianimazione cardiopolmonare senza effettuare altre valutazioni)



14

Se non già fatto allerta o fai allertare il 118 senza abbandonare il bambino



15

Prosegui le manovre in attesa del soccorso avanzato



IN CASE OF EMERGENCY

APPUNTAMENTI A MAGGIO

RETTMOBIL 2018
FULDA, 16-18 MAGGIO
HALL 5 - STAND 507



RETTmobil 2018



18. Europäische Leitmesse für Rettung und Mobilität
18. European Leading Exhibition for Rescue and Mobility

Fulda | Messe Galerie | 16. - 18. Mai 2018 | Mittwoch - Freitag 9 - 17 Uhr
Fulda | Messe Galerie | May 16 - 18, 2018 | Wednesday - Friday 9 am - 5 pm

Anche quest'anno MeBer sarà presente a RETTmobil 2018, una manifestazione fieristica dedicata al settore dell'emergenza che si svolge ogni anno a Fulda, in Germania.

Vi aspettiamo presso il nostro stand dal 16 al 18 Maggio, per presentarvi le ultime novità e visionare tutti i nostri articoli.

Hall 5 - Stand 507

APPUNTAMENTI A LUGLIO

MEDITECH 2018
BOGOTÀ, 3-6 LUGLIO
COLOMBIA



VI
meditech 2018
feria internacional de la salud

FIME 2018

ORLANDO, 17-19 LUGLIO
STAND B.P64



Per informazioni contattare:

+39 0521.648770



www.meber.it