



## 894/SNOW Snake Snow

Materasso a depressione a camere indipendenti con dispositivi antiscivolo per neve



### CARATTERISTICHE

Materasso a depressione con 14 camere indipendenti per una perfetta e veloce immobilizzazione. **Completo di dispositivo antiscivolo per soccorso su neve e ghiaccio.** Estrema leggerezza e robustezza, 8 maniglie ergonomiche, cinture di sicurezza e una perfetta avvolgibilità del paziente conferiscono al materasso "Snake" dotazioni uniche. Utilizzabile da -30°C a +70°C. La tenuta della depressione per lungo tempo senza alcuna flessione, **la certificazione UNI EN 1865**, secondo gli standard armonizzati europei, **completano le caratteristiche di questo dispositivo.**

### DATI TECNICI

Misura	Adulti
Destinazione	Immobilizzazione
Lunghezza (cm)	210
Larghezza (cm)	100
Peso (kg)	8,9
Portata (kg)	150
Trauma	<input checked="" type="checkbox"/>
Alpine	<input checked="" type="checkbox"/>
Materiale	Poliuretano

### IMMAGINI



---

## VEDI ANCHE

---



### **Chesterfield 9114**

Materasso a depressione a camere indipendenti con saldature centrali

---

---

## ACCESSORI

---



### **888**

Pompa di aspirazione in alluminio



### **896/DF**

Pompa di aspirazione in abs

---