



1278

Balón resucitador para neonatos en silicona



CARACTERÍSTICAS

Balón resucitador en silicona transparente esterilizable en autoclave con válvula de sobrepresión con calibración de 40 mbar para neonatos, equipado con conexión al cilindro, accesorio para la conexión del reservorio y conexiones a las mascarillas.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño	Niños
Pediatric	<input checked="" type="checkbox"/>

VER TAMBIÉN



1274
Balón resucitador para adultos en silicona



1276
Balón resucitador en silicona para niños