



## 1278

Pallone rianimatore neonati in silicone



## **CARATTERISTICHE**

Pallone rianimatore in silicone trasparente autoclavabile completo di valvola di sovrapressione con taratura a 40 mbar per neonati, dotato di connessione alla bombola, raccordo per innesto reservoir e connessioni alle maschere.

## **DATI TECNICI**

Misura	Bambini
Pediatric	<b>▽</b>

## **VEDI ANCHE**



**1274** Pallone rianimatore adulti in silicone



**1276** Pallone rianimatore in silicone per bambini