



# **13012** Icarus

Brancard multiniveaux avec réservoir en acier



### **CARATTERISTICHE**

Construit en acier inoxydable, le brancard à plusieurs niveaux Icarus est équipé de quatre roues, dont deux équipées de freins, de barrières latérales et de reposepieds.

Les quatre amortisseurs à gaz permettent une adaptation parfaite à toute hauteur requise pour un travail pratique et professionnel.

#### Disponible dans les versions avec :

- plate-forme en ABS pour le nettoyage et la désinfection totale (art. 13010)
- réservoir en acier (art. 13012).

# DONNÉES TECHNIQUES

Multiniveau	₩
Surface de couchage	Sans Trendelenburg
Type de roue	2 roues pivotantes + 2 petites roues fixes
Min hauteur (cm)	51
Hauteur max (cm)	96
Largeur (cm)	62
Longueur (cm)	198
Poids (kg)	39
Capacité de charge (kg)	170
Taille	Adultes
Usage	Transport
Material	Acier inoxydable

#### **VOIR AUSSI**



**Icarus 13010**Brancard à plusieurs niveaux avec rails latéraux

# **ACCESSOIRES**



**607/B**Ceinture bleue 2 pièces avec crochet en plastique pour brancard