



7260 proof Frog Lite 7260 PROOF

“FROG LITE” camilla de carga automática de aluminio con trendelenburg certificada



CARACTERÍSTICAS

Fabricada completamente en aleación de aluminio barnizado, muy ligera, equipada además con trendelenburg. 4 ruedas en poliuretano (2 fijas con freno y 2 giratorias autocentrantes) ofrecen gran comodidad en suelos irregulares y superficies irregulares. El material de fabricación hace que sea fácilmente desinfectable.

- Plataforma rígida en aleación de aluminio barnizado
- Respaldo reclinable 0° -80° bloqueable en cualquier posición
- Bandarillas laterales abatibles
- Patas verticales protegidas por parachoques
- Ruedas giratorias con sistema de autocentrado
- Carro frontal abatible

En combinación con la correspondiente fijación 955 Proof, es resistente a tensiones de hasta 10g.

Incluye colchoneta y cinturones (Art. 7013, 2 cinturones Art. 608-A/MEB o 608-N/MEB y n.1 cinturón Art. 612/AN-2/MEB o Art. 612/N-2/MEB).



Dispositivo certificado según los estándares armonizados europeos de seguridad UNI EN 1865 - UNI EN 1789

DATOS TÉCNICOS

Certificación 10G	
Altura (cm)	91,5
Altura máxima de cargo	66
Altura mínima de cargo	60
Altura doblada (cm)	31
Anchura (cm)	56
Longitud (cm)	196
Peso (kg)	36,9
Capacidad de carga (kg)	250
Caratterística filtro	
Material	Aluminio barnizado

IMÁGENES



VER TAMBIÉN



7265 Proof

Barella autocaricante "Frog Lite Advance" in alluminio con maniglie estraibili e Trendelenburg



Frog 7240 PROOF

"FROG PLUS" camilla de carga automática con trendelenburg certificada



Frog 7210 PROOF

"FROG" camilla de carga automática amarilla con Trendelenburg certificada

ACCESORIOS



955 PROOF
Sistema de fijación EN 1789 para camillas de carga automática Proof



939
Mesa porta-instrumentos para camillas



936
Asta porta-suero para camilla de carga automática Winner y Frog



12025
Bolsillo portaobjetos multiuso negro para camillas de carga automática



12106
AIR-COM Colchón antiescaras para camillas de segmentos alternos



7015
Colchoneta plegable en sky negro para plataforma bariátrica MBP



12154
Sistema de contención Bear Pods para obesos para camillas de carga automática



707
Telo di trasferimento salvamaterasso a 6 maniglie



938
Portabotella Oximeb



12054
Portabotella Oximeb Maxi - Portabotella para cilindro de 3 litros



12128
Sistema extensible reposacabezas camilla MeberX y Mercury



12080
"MBP" plataforma bariátrica ancha para camillas de carga automática FROG MERCURY y GECKO con correas con carrete y fijaciones para camilla



12080-001
Kit de montaje superficie bariátrica para camillas de carga automática



12070/BG
"COVER OX 2-3 BG"- Portabotellas profesional para cilindros de 2 y 3 Lt



12070/BR
"COVER OX 2-3 BR"- Portabotellas profesional para cilindros de 2 y 3 Lt



12072/BG
"COVER OX 5 BG"- Portabotellas profesional para cilindros de 5 Lt



12072/BR

"COVER OX 5 BR"- Portabotellas profesional para cilindros de 5 Lt



12084

Alas bariátricas para Frog y MBS-01

ACCESORIOS ESTÁNDAR



7013

Colchoneta 3 unids. en Skay ignífugo electrosoldado



612/N-2/MEB

Cinturón Torácico negro ajustable con enganche de 4 puntos y cinta MeBer para camillas de carga automática y sillas



608/N-MEB

Cinturón de 2 pieza con gancho de metal y cinta MeBer negro (L. 155 cm)
