



7260 proof Frog Lite 7260 PROOF

"FROG LITE" barella autocaricante in alluminio con trendelenburg certificata



CARATTERISTICHE

Realizzata completamente in lega di alluminio verniciato, leggerissima, è dotata di trendelenburg. Quattro ruote in poliuretano (2 fisse con freno e 2 girevoli autocentranti Ø 200 mm) offrono un elevato confort su pavimentazioni sconnesse e superfici irregolari. Il materiale con cui è costruita la rende facilmente sanificabile.

- Pianale rigido in lega di alluminio verniciato
- Schienale reclinabile 0°-80° bloccabile in qualsiasi posizione
- Spondine laterali ribaltabili
- Gambe verticali protette da paracolpi
- Ruote girevoli dotate di sistema autocentrante
- Carrello anteriore abbassabile


In abbinamento all'apposito fissaggio 955 Proof, resiste a sollecitazioni fino a 10g.

Viene fornita completa di materasso e cinture (Art 7013, n 2 cinture Art 608-A/MEB o 608-N/MEB e n 1 cintura Art 612/AN-2/MEB o Art 612/N-2/MEB).



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati UNI EN 1865 - UNI EN 1789

DATI TECNICI

Certificazione 10G	
Altezza (cm)	91,5
Altezza massima di carico (cm)	66
Altezza minima di carico (cm)	60
Altezza piegata (cm)	31
Larghezza (cm)	56
Lunghezza (cm)	196
Peso (kg)	36,9
Portata (kg)	250
Caratteristica filtro	
Materiale	Alluminio verniciato

IMMAGINI



VEDI ANCHE



7265 Proof
Barella autocaricante "Frog Lite Advance" in alluminio con maniglie estraibili e Trendelenburg



Frog 7240 PROOF
"FROG PLUS" barella autocaricante con trendelenburg certificata



Frog 7210 PROOF
"FROG" barella autocaricante gialla con trendelenburg certificata

ACCESSORI



955 PROOF
Sistema di fissaggio EN 1789 per
barelle autocaricanti Proof



939
Piano portastrumenti per barelle



936
Asta portaflebo per barelle
autocaricanti Winner e Frog



12025
Tasca portaoggetti multiuso nera
per barelle autocaricanti



12106
AIR-COM Materasso antidecubito
per barelle a segmenti alterni



7015
Materasso pieghevole in skay nero
per pianale bariatrico MBP



12154
Sistema di contenimento Bear
Pods per obesi per barelle
autocaricanti



707
Telo di trasferimento
salvamaterasso a 6 maniglie



938
Portabombola Oximeb



12054
Portabombola Oximeb Maxi -
Portabombola per bombola da 3
litri



12128
Sistema allungabile per
poggiatesta barella MeberX e
Mercury



12080
"MBP" pianale bariatrico largo per
barelle autocaricanti FROG
MERCURY e GECKO completo di
cinture con arrotolatore e fissaggi
barella



12080-001
Kit montaggio piano bariatrico per
barelle autocaricanti



12070/BG
"COVER OX 2-3 BG"- Portabombola
professionale per bombole da lt 2 e
3



12070/BR
"COVER OX 2-3 BR"- Portabombola
professionale per bombole da lt 2 e
3



12072/BG
"COVER OX 5 BG"- Portabombola
professionale per bombole da lt 5



12072/BR

"COVER OX 5 BR"- Portabombola
professionale per bombole da lt 5



12084

Set ali bariatriche per barelle
autocaricanti MBS-01 e FROG

ACCESSORI DI SERIE



7013/N

Materasso 3 pz. in Skay ignifugo
elettrosaldato



612/N-2/MEB

Cintura toracica regolabile nera con
aggancio a 4 punti e nastro MeBer
per barelle autocaricanti e sedie



608/N-MEB

Cintura 2 pz. con gancio in metallo
e nastro MeBer nero (L. 155 cm)