



644/S Barella rigida

Barella rigida fissa per stivaggio con schienale



CARATTERISTICHE

Barella rigida fissa per stivaggio con schienale regolabile in 3 posizioni. Completa di 2 cinture a sgancio rapido per l'immobilizzazione del paziente (Art. 604/MEB).

DATI TECNICI

Piano	Senza Trendelenburg
Misura	Adulti
Destinazione	Trasporto
Altezza (cm)	17
Larghezza (cm)	48
Lunghezza max (cm)	186
Peso (kg)	5,9
Portata (kg)	170
Materiale	Alluminio anodizzato Nylon

VEDI ANCHE



Barella rigida 644

Barella rigida fissa per stivaggio

ACCESSORI DI SERIE



604/MEB

Busta arancio a 2 cinture con
gancio in plastica e nastro ME.BER.
