



11010/LN Cormos

Aspiratore di secreti portatile con liner monouso



CARATTERISTICHE

Aspiratore medico di secreti fornito di serie con Flacone autoclavabile da 1000 ml per sacche monouso LINER tipo Serres, borsa di colore verde MeBer, tubo aspirazione con sonda e staffa ricaricabile 10G. Indicato per i servizi d'emergenza. CORMOS funziona direttamente con i 12 Volt cc. del mezzo o con accumulatore interno con un'autonomia di oltre 45 minuti. CORMOS è silenzioso e potente grazie al motore da 25 lt/min che assicura un'aspirazione regolabile, con manometro di controllo posto sul frontale dell'aspiratore, superiore agli 850 mbar. Facilmente trasportabile grazie alle particolari e compatte dimensioni, alla maniglia anatomica ed al suo peso di 4,6 Kg. Scatola realizzata in ABS/UL antiurto ad alta resistenza dalle dimensioni di cm 34x11x24. **L'aspiratore di secreti CORMOS è prodotto in conformità alle normative di prodotto ISO 10079-1, IEC 60601-1, omologazione ECE R10, UNI EN 1789, IEC 60601-1-11. Classificazione secondo MDR2017/745 IIa.**

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Breite (cm)	34
Höhe (cm)	24
Tiefe (cm.)	11
Gewicht (kg)	4,6

SIEHE AUCH



Cormos Plus 11022/FA
Aspiratore di secreti portatile con
flacone autoclavabile completo



Cormos Plus 11022/LN
Aspiratore di secreti portatile con
vaso per sacche monouso



Cormos 11010/FA
Aspiratore di secreti portatile con
flacone autoclavabile

ZUBEHÖRE



11162
Einweg-sammelbehälter zu 1 l



11162
Einweg-sammelbehälter zu 1 l



11162
Einweg-sammelbehälter zu 1 l



11162
Einweg-sammelbehälter zu 1 l



11162
Einweg-sammelbehälter zu 1 l



11162
Einweg-sammelbehälter zu 1 l



11034
Alimentatore 2 poli per aspiratori
Cormos e Cormos Plus



11022-003
Cavo di alimentazione a 2 poli per
aspiratore secreti CORMOS

SERIENMÄßIGES ZUBEHÖR



11162
Einweg-sammelbehälter zu 1 l



11162
Einweg-sammelbehälter zu 1 l



11162
Einweg-sammelbehälter zu 1 l



11023
Supporto da parete certificato 10g
con sistema di ricarica integrato
per CORMOS e CORMOS PLUS