



11128/FA

Aspiratore fisso da incasso con flacone autoclavabile



CARATTERISTICHE

- Aspiratore medicale di secreti per il montaggio fisso nei mezzi di soccorso.
- Flusso d'aspirazione massimo 30lt/min.
- Potenza d'aspirazione massima 800 mbar.
- Flacone autoclavabile da 1000 ml con cartuccia monouso (modello LN)
- Flacone autoclavabile da 1000 ml con valvola di troppo pieno e filtro di protezione inserito direttamente nel coperchio (modello FA)
- Dimensione piastra: 9x8,5x6 profondità.
- In conformità a tutte le normative vigenti.

SIEHE AUCH



11128/LN

Aspiratore fisso da incasso con liner monouso
