



9144



Traction Splint bambino con custodia



CARATTERISTICHE

Il dispositivo provvede a mantenere una corretta trazione allineata ed a ridurre sensibilmente il dolore, prevenendo ulteriori danni dovuti al trasporto.

DATI TECNICI

| | |
|--------------------|---|
| Trauma |  |
| Pediatric |  |
| Lunghezza (cm) | 83,5 |
| Lunghezza max (cm) | 121 |
| Larghezza (cm) | 19 |
| Peso (kg) | 2,3 |

VEDI ANCHE



9140

Set Traction Splint adulto e
bambino con custodia