



## 7082/4RG Proof Mercury Lite

Barella autocaricante in alluminio ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli versione alta



### CARATTERISTICHE

[Visita il sito Mercury](#)

“Mercury Lite” è disponibile nella versione a 4 ruote girevoli che conferisce alla barella estrema manovrabilità. Ideale per gli spazi stretti ed angusti. Con l'azionamento di un semplice meccanismo si sbloccano le ruote anteriori o si riportano nella configurazione originale a ruote fisse. Il fissaggio della barella, a bordo del mezzo di soccorso, avviene tramite il sistema di bloccaggio certificato UNI EN 1789 Art. 955 Proof (vedi “[Sistemi di fissaggio](#)”). Viene fornita completa di materasso e cinture.

Questa versione, pur garantendo tutte le caratteristiche del modello 7080/4RG Proof, permette in più il caricamento su ambulanze con altezza di carico maggiorata.




Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

\*Le immagini sono a solo scopo illustrativo.

---

## HAUPTEIGENSCHAFTEN

---

10G Zertifiziert	
Material	Painted aluminium
Höhenverstellbar	
Liegefläche	With Trendelenburg
Mittlere Höhe (cm)	75
Maximale Höhe (cm)	99
Max. Ladehöhe (cm)	71
Min. Ladehöhe (cm)	69
Höhe zusammengeklappt (cm)	31
Breite (cm)	57
Länge (cm)	197
Länge mit zusammengeklapptem Trolley (cm)	165
Gewicht (kg)	40,5
Tragfähigkeit (kg)	250

---

## IMAGES

---



---

## SIEHE AUCH

---



**Mercury Lite 7080/4RG Proof**  
Barella autocaricante in alluminio  
ad altezza variabile certificata con 4  
ruote girevoli



**Mercury 7070/4RG PROOF**  
Höhenverstellbare roll-in-trage aus  
edelstahl mit 4 drehbaren rädern  
zertifiziert



**Mercury 7092 PROOF**  
Roll-in-trage zertifiziert



**Mercury 7094 PROOF**  
Roll-in-trage zertifiziert

---

## ZUBEHÖRE



**12072/BG**

"COVER OX 5 BG"- Portabombola professionale per bombole da lt 5



**12106**

AIR-COM Materasso antidecubito per barelle a segmenti alterni



**707**

Telo di trasferimento salvamaterasso a 6 maniglie



**938**

Flaschenhalterung für trage und stuhl



**938/BIG**

Oximeb big flaschenhalterung



**12084-001**

Custodia per ali bariatriche



**12170**

Materasso di colore nero per ala bariatrica dx per barelle autocaricanti



**12172**

Materasso di colore nero per ala bariatrica sx per barelle autocaricanti



**Matratze 4 stk. in feuerbeständigem skay, orange, elektro-geschweisst für selbstlader proof**

Materasso 4 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato



**Schwarze trenn-matratze für tragstuhl evox**

Cuscino elettrosaldato sagomato nero con logo MeBer per materasso elettrosaldato



**Feststellsystem en 1789 für roll-in-tragen proof**

Sistema di fissaggio EN 1789 per barelle autocaricanti Proof



**608**

Sicherheitsgurt 2-teilig mit metallhaken



**608**

Sicherheitsgurt 2-teilig mit metallhaken



**612/N**

Hosenträger-vierpunkt-gurtsystem für roll-in-tragen und stühle, schwarz



**612/N**

Hosenträger-vierpunkt-gurtsystem für roll-in-tragen und stühle, schwarz



**12025**

Tasca portaoggetti multiuso nera per barelle autocaricanti



**12080**

"MBP" pianale bariatrico largo per barelle autocaricanti FROG MERCURY e GECKO completo di cinture con arrotolatore e fissaggi



**12080-001**

Kit montaggio piano bariatrico per barelle autocaricanti



**12154**

Sistema di contenimento Bear Pods per obesi per barelle



**12018N**

barella

autocaricanti

Asta portaflebo telescopica per  
barelle autocaricanti



**939**

Piano portastrumenti per barelle



**12128**

Sistema allungabile per poggiatesta barella MeberX e Mercury



**12070/BG**

"COVER OX 2-3 BG"- Portabombola professionale per bombole da lt 2 e 3



**12070/BR**

"COVER OX 2-3 BR"- Portabombola professionale per bombole da lt 2 e 3



**12072/BR**

"COVER OX 5 BR"- Portabombola professionale per bombole da lt 5



**12200**

Set ali bariatriche dx e sx per barelle autocaricanti Mercury completo di materassi, cinture con arrotolatore e kit fissaggio alla barella

## SERIENMÄßIGES ZUBEHÖR



**12025**

Tasca portaoggetti multiuso nera per barelle autocaricanti



**7013/N**

Materasso 3 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato



**612/N**

Hosenträger-vierpunkt-gurtsystem für roll-in-tragen und stühle, schwarz



**608**

Sicherheitsgurt 2-teilig mit metallhaken