



9216 Gemini

Lot de colliers cervicaux 6 pièces avec étui



CARATTERISTICHE

Le collier cervical GEMINI est un outil hautement professionnel et indispensable pour le secouriste. Composé de 2 pièces, il se positionne à l'avant et à l'arrière du cou, permettant une immobilisation parfaite de la colonne cervicale. Doté d'un trou central pour la réalisation d'une éventuelle trachéotomie, il est facile à appliquer et à régler grâce aux attaches auto-agrippantes. Il est fabriqué en polyéthylène moulé coloré pour distinguer les différentes tailles avec une doublure en E.V.A. lavable fixée avec des rivets en plastique. Disponible en 6 tailles différentes.

DONNÉES TECHNIQUES

Trauma



IMAGES



VOIR AUSSI



Gemini 9200
Collier cervical rigide 2 pièces taille
INFANT



Gemini 9202
Collier cervical rigide 2 pièces taille
PEDIATRIC



Gemini 9204
Collier cervical rigide 2 pièces taille
NECKLESS



Gemini 9206
Collier cervical rigide 2 pièces taille
SHORT



Gemini 9208
Collier cervical rigide 2 pièces taille
REGULAR



Gemini 9210
Collier cervical rigide 2 pièces taille TALL
