



9213 Gemini

Set collari cervicali 3 pz. con custodia
Art. 9204 - 9206 - 9208



CARATTERISTICHE

Il collare cervicale GEMINI è uno strumento altamente professionale ed indispensabile per l'operatore del soccorso. Costituito da 2 pz, si posiziona nella parte anteriore e posteriore del collo, consentendo una perfetta immobilizzazione del rachide cervicale. Dotato di un foro centrale per l'effettuazione di una eventuale tracheotomia, è facile da applicare e regolare grazie alle chiusure a strappo. È realizzato in polietilene stampato colorato per contraddistinguere le varie misure con rivestimento in E.V.A. lavabile fissato con rivetti in plastica. Disponibile in 6 diverse misure.
Art. 9204 - 9206 - 9208

DATI TECNICI

Trauma



VEDI ANCHE



Gemini 9204
Collare cervicale rigido 2 pz. mis.
NECKLESS



Gemini 9206
Collare cervicale rigido 2 pz. mis.
SHORT



Gemini 9208
Collare cervicale rigido 2 pz. mis.
REGULAR