



## 9204 Gemini


Collare cervicale rigido 2 pz. mis. NECKLESS



### CARATTERISTICHE

Il collare cervicale GEMINI è uno strumento altamente professionale ed indispensabile per l'operatore del soccorso. Costituito da 2 pz, si posiziona nella parte anteriore e posteriore del collo, consentendo una perfetta immobilizzazione del rachide cervicale. Dotato di un foro centrale per l'effettuazione di una eventuale tracheotomia, è facile da applicare e regolare grazie alle chiusure a strappo. È realizzato in polietilene stampato colorato per contraddistinguere le varie misure con rivestimento in E.V.A. lavabile fissato con rivetti in plastica. Disponibile in 6 diverse misure.

### DATI TECNICI

Trauma	
Lunghezza (cm)	36,5
Altezza max (cm)	19
Altezza (cm)	15

### VEDI ANCHE



#### Gemini 9213

Set collari cervicali 3 pz. con custodia Art. 9204 - 9206 - 9208



#### Gemini 9214

Set collari cervicali 4 pz con custodia Art. 9204 - 9206 - 9208 - 9210



#### Gemini 9216

Set collari cervicali 6 pz con custodia