



9210 Gemini


Collier cervical rigide 2 pièces taille TALL



CARATTERISTICHE

Le collier cervical GEMINI est un outil hautement professionnel et indispensable pour le secouriste. Composé de 2 pièces, il se positionne à l'avant et à l'arrière du cou, permettant une immobilisation parfaite de la colonne cervicale. Doté d'un trou central pour la réalisation d'une éventuelle trachéotomie, il est facile à appliquer et à régler grâce aux attaches auto-agrippantes. Il est fabriqué en polyéthylène moulé coloré pour distinguer les différentes tailles avec une doublure en E.V.A. lavable fixée avec des rivets en plastique. Disponible en 6 tailles différentes.

DONNÉES TECHNIQUES

Trauma	
Max length (cm)	36
Longueur (cm)	35
Hauteur (cm)	19

VOIR AUSSI



Gemini 9214

Lot de colliers cervicaux 4 pièces avec étui Art. 9204 - 9206 - 9208 - 9210



Gemini 9216

Lot de colliers cervicaux 6 pièces avec étui