



## **9222** Artis

Collare cervicale rigido 1 pz. mis. PEDIATRIC



## **CARATTERISTICHE**

Collare cervicale rigido ad 1 pz realizzato in polietilene stampato colorato per contraddistinguere le varie misure e rivestimento interno in E.V.A. lavabile fissato con rivetti in plastica. Dotato di chiusure regolabili a strappo è provvisto di foro centrale per la tracheotomia. Disponibile in 6 diverse misure.

## **DATI TECNICI**

Trauma	<u> </u>
Pediatric	<b>₩</b>

## **VEDI ANCHE**



