



9226 Artis

Collier cervical rigide 1 pièce taille SHORT



CARATTERISTICHE

Collier cervical rigide à 1 pièce en polyéthylène moulé coloré pour distinguer les différentes tailles, et doublure interne en E.V.A. lavable fixée avec des rivets en plastique. Équipé d'attaches auto-agrippantes réglables, il possède un trou central pour la trachéotomie. Disponible en 6 tailles différentes.

DONNÉES TECHNIQUES

Trauma



VOIR AUSSI



Artis 9233

Lot de colliers cervicaux 3 pièces avec étui Art. 9224 - 9226 - 9228



Artis 9234

Lot de colliers cervicaux 4 pièces avec étui Art. 9220 - 9224 - 9226 - 9228



Artis 9234

Lot de colliers cervicaux 4 pièces avec étui Art. 9220 - 9224 - 9226 - 9228



Artis 9236

Lot de colliers cervicaux 6 pièces avec étui