



9226 Artis

Collare cervicale rigido 1 pz. mis. SHORT



CARATTERISTICHE

Collare cervicale rigido ad 1 pz realizzato in polietilene stampato colorato per contraddistinguere le varie misure e rivestimento interno in E.V.A. lavabile fissato con rivetti in plastica. Dotato di chiusure regolabili a strappo è provvisto di foro centrale per la tracheotomia. Disponibile in 6 diverse misure.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Trauma



SIEHE AUCH



ARTIS 9233

Set collari cervicali 3 pz. con custodia Art. 9224 - 9226 - 9228



ARTIS 9234

Set collari cervicali 4 pz con custodia Art. 9220 - 9224 - 9226 - 9228



ARTIS 9234

Set collari cervicali 4 pz con custodia Art. 9220 - 9224 - 9226 - 9228



ARTIS 9236

Set collari cervicali 6 pz con custodia