



## 630/N Maxima

Camilla traumática de cuchara barnizada negra



### CARACTERISTICHE

Manteniendo las mismas características del Art. 630, gracias al especial barnizado (creado para resistir en el tiempo) puede identificar el operador que lo usa o el distrito al que pertenece.



Dispositivo certificado según los estándares armonizados europeos UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

- Eficaz dispositivo de acoplamiento y liberación para dividir la camilla.
- Longitud ajustable con bloqueo automático.
- Bolsa con n. 3 cinturones de liberación rápida para la inmovilización del paciente (603/MEB).
- Fácil de colocar en posición plegada dentro de la ambulancia.
- Totalmente fabricada en aluminio resistente y ligero.
- Funda para la camilla disponible a petición (Art. 630/CS).

### DATOS TÉCNICOS

Tamaño	Adultos
Uso	Recuperación
Altura (cm)	7
Anchura (cm)	42
Longitud (cm)	167
Max length (cm)	202
Folded length (cm)	120
Espesor plegada (cm)	9
Peso (kg)	10
Capacidad de carga (kg)	170
Certificación 10G	
Material	Aluminio barnizado

---

## VER TAMBIÉN

---



**Maxima 630**  
Camilla traumática de cuchara  
anodizado gris



**Maxima 630/A**  
Camilla traumática de cuchara  
barnizada naranja



**Maxima 630/B**  
Camilla traumática de cuchara  
barnizada azul



**Maxima 630/N**  
Camilla traumática de cuchara  
barnizada negra



**Maxima 630/N**  
Camilla traumática de cuchara  
barnizada negra



**Maxima 631/G**  
Camilla de cuchara con  
tronco/cabeza de 1 pieza barnizada  
amarilla



**Maxima 631**  
Camilla atraumática de cuchara  
anodizada gris con tronco/cabeza  
de 1 pieza

---

## ACCESORIOS

---



**616**  
Sistema de fijación vertical  
certificado para camilla de cuchara



**616/A**  
Sistema de fijación vertical alto  
certificado para camilla de cuchara



**614**  
Sistema de fijación horizontal  
certificado para camilla de cuchara



**630/CS**  
Funda para la camilla de cuchara



**Double 624**  
Inmovilizador de cabeza para scoop



**603/MEB**  
Bolsa de nylon con 3 Art. 607/Ameb