



631/G Maxima

Brancard cuillère avec tête/tronc à 1 pièce peint en jaune



CARACTERISTIQUE

Il conserve les mêmes caractéristiques que l'art. 631. Sa peinture jaune spéciale, créée pour résister dans le temps, distingue l'opérateur ou le quartier auquel il appartient.



Appareil certifié selon les normes de sécurité harmonisées UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

DONNÉES TECHNIQUES

Taille	Adultes
Usage	Récupération
Hauteur (cm)	7
Largeur (cm)	42
Longueur (cm)	167
Max length (cm)	202
Folded length (cm)	120
Folded thickness (cm)	9
Poids (kg)	9,5
Capacité de charge (kg)	170
Type	
Certification 10G	
Material	Aluminium peint

VOIR AUSSI



Maxima 631

Brancard cuillère atraumatique anodisé
gris avec tronc/tête à 1 pc.

ACCESSOIRES



Double 624

Immobilisateur de tête pour écopos



614

Système de fixation horizontale certifié
pour brancard cuillère



616

Système de fixation verticale certifié pour
brancard cuillère



616/A

Système de fixation verticale haut,
certifié pour brancard cuillère



630/CS

Étui pour brancard cuillère



614

Système de fixation horizontale certifié
pour brancard cuillère



603/MEB

Sac en nylon avec 3 Art. 607/Ameb