



7260/INC PROOF Frog Lite

Camilla de carga automática para incubadoras con predisposición para sistemas de fijación certificado



CARATTERISTICHE

Este dispositivo pertenece a la gama de camillas de carga automática "FROG LITE"; también fabricado en aleación de aluminio para ser confiable, sólido y sobre todo ligero, ha sido diseñada para transportar incubadoras en vehículos de emergencia. Sin respaldo, barandillas laterales o superficie cama rígida, está equipado para nuestro sistema de fijación certificado Art. 955 Proof.


DATOS TÉCNICOS

Pediatric	
Altura (cm)	83
Altura máxima de carga	66
Altura mínima de carga	60
Altura doblada (cm)	26
Anchura (cm)	56
Longitud (cm)	196
Long. con carro frontal bajado	167
Peso (kg)	28,5
Material	Aluminio barnizado
Capacidad de carga (kg)	250

ACCESORIOS



955 PROOF
Sistema de fijación EN 1789 para
camillas de carga automática Proof



12048
Interfaz certificada 10G para carros
de carga automática para
incubadoras



12050
Interfaz alargada para incubadora
