



853 Antares

Lot de colliers cervicaux 3 pièces avec étui Art. 844 – 846 – 848



CARATTERISTICHE

Le collier cervical ANTARES est un outil hautement professionnel et indispensable pour le secouriste. Composé de 2 pièces, il se positionne à l'avant et à l'arrière du cou, permettant une immobilisation parfaite de la colonne cervicale. Équipé d'un trou central pour effectuer une éventuelle trachéotomie, il est facile à appliquer et à régler grâce aux attaches auto-agrippantes réalisées en différentes couleurs pour distinguer les différentes tailles. Il est fait de polyéthylène transparent et d'une doublure en E.V.A. lavable fixée avec des rivets en plastique. Disponible en 6 tailles différentes.
Art. 844 - 846 - 848

DONNÉES TECHNIQUES

Usage	Immobilisation
Trauma	

VOIR AUSSI



Sirius 874

Lot de colliers cervicaux 4 pièces avec étui Art. 862 – 864 – 866 – 868



Sirius 876

Lot de colliers cervicaux 6 pièces avec étui



Antares 844

Collier cervical rigide 2 pièces taille STOUT



Antares 846

Collier cervical rigide 2 pièces taille Standard



Antares 848

Collier cervical rigide 2 pièces taille MEDIUM
