



## 873 Sirius

Lot de colliers cervicaux 3 pièces avec étui Art. 864 – 866 – 868



### CARATTERISTICHE

Collier cervical rigide à 1 pièce en polyéthylène transparent et doublure intérieure en E.V.A. lavable fixée avec des rivets en plastique. Équipé de fermetures trapézoïdales colorées réglables pour distinguer les différentes tailles, il est pourvu d'un trou central pour la trachéotomie. Disponible en 6 tailles différentes.  
Art. 864 - 866 - 868

### DONNÉES TECHNIQUES

|        |                |
|--------|----------------|
| Usage  | Immobilisation |
| Trauma |                |

---

VOIR AUSSI

---



**Sirius 876**

Lot de colliers cervicaux 6 pièces avec étui



**Antares 856**

Lot de colliers cervicaux 6 pièces avec étui



**Antares 854**

Lot de colliers cervicaux 4 pièces avec étui Art. 842 – 844 – 846 – 848



**Sirius 864**

Collier cervical rigide 1 pièces taille STOUT



**Sirius 866**

Collier cervical rigide 1 pièces taille STANDARD



**Sirius 868**

Collier cervical rigide 1 pièces taille MEDIUM

---