



910/GIN PROOF Winner

Carrello autocaricante per incubatrici con predisposizione per sistema di fissaggio certificato



CARATTERISTICHE

Studiato per il caricamento e il trasporto di incubatrice su mezzi di soccorso, questo carrello fa parte della gamma "Winner", di cui mantiene tutte le caratteristiche. Realizzato in alluminio anodizzato, possiede le stesse caratteristiche dell'Art. 910/GIN, con l'unica differenza che è costruito con la predisposizione al nostro sistema di fissaggio certificato Art. 955 Proof.

DATI TECNICI

Pediatric	
Altezza (cm)	87,5
Altezza massima di carico (cm)	65
Altezza minima di carico (cm)	62
Altezza piegata (cm)	26
Larghezza (cm)	56
Lunghezza (cm)	194
Lungh. con carrello abbassato (cm)	155
Peso (kg)	31
Materiale	Alluminio anodizzato
Portata (kg)	170


ACCESSORI



Sistema di fissaggio posteriore
Sistema di fissaggio posteriore per
autocaricante H=148 mm



Sistema di fissaggio anteriore
Sistema di fissaggio anteriore per
barella autocaricante



12048
Interfaccia certificata 10G per
carrelli autocaricanti per
incubatrice



12050
Interfaccia allungato per
incubatrice
