



7018/A-001

Cuscino in skay arancio per materasso



CARATTERISTICHE

Realizzato in poliuretano espanso a lenta memoria e copertura in skay ignifugo, impermeabile e antistrappo, può essere utilizzato su tutte le nostre barelle autocaricanti. Dotato di due elastici che ne permettono il fissaggio nella posizione più adatta per il paziente, previene l'insorgere di dolori cervicali e permette il miglioramento della circolazione nell'area interessata. Il comfort del paziente è garantito in ogni tipo di trasporto.

*Le immagini sono a solo scopo illustrativo.

DATI TECNICI

Larghezza (cm)	48
Lunghezza (cm)	35
Spessore (cm)	7,5
Materiale	Skay

ACCESSORI



7018/A

HI-COM: Materasso arancio con poliuretano espanso a lenta memoria e gel fluido terapeutico