



## 1370/RB

Custodia per defibrillatore con tasca anteriore grande



### CARATTERISTICHE

Custodia universale per defibrillatore pratica e funzionale. È dotata di apertura con cerniera a doppia zip, fondo impermeabile in PVC e supporti di appoggio posizionati sia sul fondo che sul lato posteriore, per garantire un'ottimale protezione e stabilità del dispositivo medico. Internamente è composta da un vano dotato di fasce in Velcro® per il fissaggio del dispositivo e da uno scomparto trasparente per l'alloggiamento delle piastre di riserva. Esternamente presenta, sul lato anteriore, una tasca di servizio più spaziosa, che consente il trasporto di un intero kit di rianimazione. Completano l'articolo una maniglia rivestita in gomma antiscivolo e una cintura a tracolla con ganci in metallo per un trasporto agevole e sicuro, sia a mano sia a spalla. È disponibile nei colori rosso e blu. **cm 28x32x20**

### DATI TECNICI

Larghezza (cm)	28
Altezza (cm)	32
Profondità (cm.)	20
Peso (kg)	1
Materiale	Nylon

### IMMAGINI



---

## ACCESSORIO DI

---



**8440**

Defibrillatore semiautomatico mod.  
Technoheart Plus AED

---