



1465

Bouteille d' oxygène de 0,5 L



CARATTERISTICHE

Bouteilles d' oxygénothérapie conformes aux normes de la F.U., en acier, rechargeables et munies d' un certificat de test.
Bouteille de 0,5 L = 150 bar – 2,9 kg. – 75 lt gassosi – H 370 mm – Ø 60 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur (cm)	37
Diamètre	6

VOIR AUSSI



1468

Bouteille d' oxygène de 2 L



1470

Bouteille d' oxygène de 5 L



1475

Bouteille d' oxygène de 7 L