



## 1465

Bombola per ossigeno da L 0,5



## **CARATTERISTICHE**

Bombole per ossigenoterapia rispondenti alle norme della F.U., realizzate in acciaio, ricaricabili e munite di certificato di collaudo. Bombola da L 0.5 = 150 bar - 2.9 kg. - 75 lt gassosi - H 370 mm  $- \emptyset$  60 mm.

## **DATI TECNICI**

Altezza (cm)	37
Diametro	6

## **VEDI ANCHE**



**1468** Bombola per ossigeno da L 2



**1470** Bombola per ossigeno da L 5



**1475** Bombola per ossigeno da L 7