



1475

Cilindro de oxígeno de L 7



CARATTERISTICHE

Cilindros para oxigenoterapia que cumplen con los estándares F.U., fabricados en acero, recargables y acompañados de certificado de prueba.
Cilindro de L 7 = 200 bar – 10,8 kg. – 1400 lt gaseosos– H 700 mm – Ø 140 mm/div>

DATOS TÉCNICOS

Altura (cm)	70
Diámetro	14

VER TAMBIÉN



1468

Cilindro de oxígeno de L 2



1465

Cilindro de oxígeno de L 0,5



1478

Cilindro de oxígeno de L 10