



1375

Porte-médicaments professionnel avec compartiments « Pharma-Med »



CARATTERISTICHE

Pharma-Med est un nouveau dispositif médical professionnel développé par Meber pour transporter et stocker des médicaments vitaux en toute sécurité. Fabriqué en nylon indéchirable, imperméable et ignifuge, il est équipé de charnières robustes, d'une poignée confortable recouverte de caoutchouc et de 4 pieds en plastique placés sur le fond pour isoler l'appareil de la surface de support.

Le porte-médicaments Pharma-Med se compose de trois sections différentes accessibles par de solides charnières à double fermeture éclair: " *Liquides et Poudres*", " *Froids*" et " *Gélules*".

Le compartiment " *Liquides et Poudres*" est positionné au centre et est à son tour divisé intérieurement en 3 sections, équipées de bandes élastiques pour flacons et entrecoupées de deux membranes en mousse de polyuréthane à mémoire lente pour protéger les flacons de la rupture en cas d'écrasement ou de chute.

Le compartiment " *Froids*", marqué du Cordura rouge, est équipé d'élastiques pour ampoules d'un côté et de sachets réutilisables de gel chaud/froid de l'autre (**fournis en standard avec le n.6 Mini Dispogel**) pour maintenir une température interne adaptée au bon stockage de médicaments nécessitant de basses températures.

Le compartiment " *Gélules*" est composé à l'intérieur d'une poche transparente avec ouverture zippée, et d'un compartiment transparent avec ouverture Velcro[®] pour placer les boîtes ou les blisters de manière ordonnée et visible, en évitant que les médicaments n'entrent en contact les uns avec les autres avec des altérations conséquentes de ces derniers.

Pharma-Med est également équipé à l'extérieur d'une poche transparente pratique pour stocker une liste de contrôle ou une date de péremption de médicament.

Dimension: 20 x 16 x 28 (L x H x P)

N° de flacons contenus: MIN 108 – MAX 120

Volume: 8960 cm³

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur (cm)	20
Hauteur (cm)	16
Profondeur (cm.)	28
Poids (kg)	1,1
Material	Nylon

IMAGES



VOIR AUSSI



1350

Sac porte-flacons avec compartiments

ACCESSOIRES



1375-001

Gélatine réutilisable chaude/froide pour
sac de médicaments
