



12080

"MBP" plataforma bariátrica ancha para camillas de carga automática FROG MERCURY y GECKO con correas con carrete y fijaciones para camilla



CARATTERISTICHE

La plataforma "MBP" es un sistema compatible con las camillas de carga automática Frog and Mercury que permite el transporte seguro de pacientes obesos. La estructura de acero inoxidable y la plataforma de aluminio lo convierten en un dispositivo ligero y resistente al mismo tiempo.

Un sistema de correas con carrete en ambos lados y 4 ganchos para la fijación a la estructura de la camilla completan el dispositivo.

Dimensiones: (L x L x H) 1375 x 935 x 130 mm

N.B. Se aconseja comunicar el modelo de camilla en el que se montará la plataforma MBP para ajustar las abrazaderas de fijación.

DATOS TÉCNICOS

Bariátrica	
Longitud (cm)	137,5
Anchura (cm)	93,5
Altura (cm)	13
Peso (kg)	18
Capacidad de carga (kg)	350

IMÁGENES



VER TAMBIÉN



MBS-01 7270
Camilla de carga automática para
transporte bariátrico



12080-001
Kit de montaje superficie bariátrica
para camillas de carga automática

ACCESORIOS



12080-001
Kit de montaje superficie bariátrica
para camillas de carga automática



7015
Colchoneta plegable en skay negro
para plataforma bariátrica MBP

ACCESORIO DE



MBS-01 7270
Camilla de carga automática para transporte bariátrico



Mercury 7075/4RG PROOF
Camilla autocargable de acero inoxidable de 5 posiciones con certificación EN1865 con 4 ruedas giratorias



Mercury 7077/4RG PROOF
Camilla autocargable de acero inoxidable de 5 posiciones con certificación EN1865 con 4 ruedas giratorias - versión alta



Mercury Lite Cinque 7095/4RG Proof
Mercury Lite Cinque, barella autocaricante in alluminio a 5 posizioni con 4 ruote girevoli certificata EN 1865 e completa di materasso e cinture



Mercury Lite Cinque 7097/4RG Proof
Mercury Lite Cinque, barella autocaricante in alluminio a 5 posizioni con 4 ruote girevoli versione alta - certificata EN 1865 e completa di materasso e cinture



Mercury 7092 PROOF
Camilla de carga automática certificada



Mercury EL 7094 PROOF
Camilla de carga automática certificada



7265 Proof
Barella autocaricante "Frog Lite Advance" in alluminio con maniglie estraibili e Trendelenburg



Mercury 7070/4RG PROOF
Camilla de carga automática de acero inoxidable de altura variable certificada con 4 ruedas giratorias



Mercury 7072/4RG PROOF
Camilla de carga automática de acero inoxidable de altura variable con 4 ruedas giratorias versión alta



Mercury Lite 7080/4RG Proof
Camilla de carga automática de aluminio de altura variable certificada con 4 ruedas giratorias



Mercury Lite 7082/4RG Proof
Camilla de carga automática de aluminio de altura variable con 4 ruedas giratorias versión alta



Frog 7210
"FROG" camilla de carga automática amarilla con trendelenburg



Frog 7210 PROOF
"FROG" camilla de carga automática amarilla con Trendelenburg certificada



Frog 7240 PROOF
"FROG PLUS" camilla de carga automática con trendelenburg certificada



Frog Lite 7260 PROOF
"FROG LITE" camilla de carga automática de aluminio con trendelenburg certificada