



12034

Custodia rossa per "Baby Fix" e "Vacuum Baby Fix"



CARATTERISTICHE

Pratica custodia in nylon con maniglia per l'alloggiamento dei dispositivi di fissaggio per il trasporto pediatrico "Baby Fix" e "Vacuum Baby Fix". Consente di ottimizzare lo spazio all'interno dell'ambulanza e di avere sempre un kit immobilizzazione pronto all'uso. Dimensioni: cm 41x26x13

DATI TECNICI

Larghezza (cm)	41
Altezza (cm)	26
Profondità (cm.)	13
Materiale	Nylon

ACCESSORIO DI



Me.Ber. Baby Fix
Sistema di fissaggio con cinture a cinque punti per trasporto pediatrico



9128 Me.Ber. Vacuum Baby Fix Materassino a depressione per sistema di fissaggio con cinture per trasporto pediatrico